





## OSTRZEŽENÍ

Čistící / goly / šlínáčnicki chroniace otvor tracheostomijny **TRACHEOTEX®** są produktami przeznaczonymi dla jednego pacjenta i tym samym mogą być stosowane wyłącznie u jednego pacjenta - również do wielokrotnego użycia. Nie jest dopuszczalne pranie chusty / gólfów / szlínáčnicków chroniących otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX®** w prasie, ich suszenie w suszarnie automatycznej i wybielanie.

### IV. SPRŮSOJNŔ OSTRŔŽENÍ

W przypadku uszkodzeń lub objawów zúzcipia po dłuższym okresie stosowania (np. strzępienie się itp.) należy wymienić chusty / gólfy / szlínáčnicki chroniace otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX®**. Uszkodzenia mogą nastąpić w wyniku wybielania w suszarnie automatycznej i wybielanie.

### V. OPIS PRODUKTU I ZASTOSOWANIE

Chusty / gólfy / szlínáčnicki chroniace otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX®** zakłada się na szyję i wetdę przykurwiają one całkowicie otwór tracheostomijny. Nie mogą one przylegać zúbyt ściśle do szyi, optymalna jest odległość ok. 1 cm. Wbudowane włókna jępkowate są poddziać zastosowania na otworach tracheostomijnyh w celu zapobieżenia rozpręgnięciu.
**TRACHEOTEX® ROLLI** i koszulki **TRACHEOTEX® SHIRT**. Do przykurwienia otworu tracheostomijnego dostępne są następujące produkty: (prezentacje różnych rozdzajów zastosowań można znaleźć na ilustracjach **➤➤**).

Chusta chroniaca otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX® BIB** posiada wlekid z delikatnej tkaniny, która utrzymuje powietrze przy powierzchni. Dzięki regulowalnemu **Scarff** na tasmie mo¿na je ładnie dopasowanie do różnych obwodów szyi. Przytomowanie następuje za pomocą zapiezca na rzer **➤**. Zapiezce na rzer mo¿na skrócić no¿yczkami od indywidualnej dugosci **➤**.

Chusta chroniaca otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX® EASY** ma kształt trójkątnej kurtki. Kończyć kurtki chusty wią¿e się na kartki **➤**.

Chusta chroniaca otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX® BIB PED** dla dzieci jest dostępna w małych rozmiarze ze specjalnymi tasmami mocującymi. Do mocowania szluzki zapiecia na rzer **➤**. Zapiezce na rzer mo¿na skrócić no¿yczkami od indywidualnej dugosci **➤**.

Gólfykoszulka **TRACHEOTEX® ROLLI** / Shirt zakłada się przez głowę i nosi pod koszulą lub marynarką **➤**. Elastyczny materiał umożliwia dopasowanie do różnych obwodów szyi.

**TRACHEOTEX® ROLLS Klett** mały z tyłu zapiezce na rzezy i są dostępne w 2 wersjach materiałów: z tkaniny o grubiej strukturze i z tkaniny o cienkiej strukturze (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS Klett** zakłada się wokół szyi za pomocą zapiezca na rzer **➤**.

**TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** mały z tyłu suwak i są dostępne w 2 wersjach materiałów: z tkaniny o grubiej strukturze i z tkaniny o cienkiej strukturze (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zakłada się przez głowę **➤** zamykna suwak **➤**.

Szlínáčnicki chroniacy otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX® BIB**, który składa się z wielowarstwowej, delikatnej tkaniny, jest odpowiedni dla pacjentów, którzy nie mogą nosić białego materiału. Długość szlínáčnicka wynosi 16-16,5cm. Im cie¿szy jest szlínáčnick, tym jest bardziej przepuszczalny dla powietrza. Dzięki regulowalnemu klamkemu **➤** na tasmie mo¿na je ładnie dopasowanie do różnych obwodów szyi. Przytomowanie następuje za pomocą zapiezca na rzer **➤**.

### VI. OKRES U¿YTKOWANIA

Okres przydatności jest konkretnie za poprzedziena zmiana chusty / gólfów / szlínáčnicków chroniacych otwór tracheostomijny **TRACHEOTEX®**. Są one przeznaczone do wielorazowego użycia i mo¿na je czyścić (prac). Okres trwałości zale¿y od indywidualnej czystości stosowania i sposobu postępowania. W przypadku uszkodzenia siebie uszkodzenia nale¿y natychmiast wymienić produkt.

### VII. CZYSZCZENIE

Przed praniem konieczne jest zapoznanie haczyków / zapiezec na rzer. **TRACHEOTEX®** mo¿na prać w temperaturze do 30°C, nie wy¿szać ani nie odwi¿kiwać. Zalecamy pranie ręczne.

### VIII. INFORMACJE PRAWNE

Wyroby Andreas Fah! Medizintechnik-Vertrieb GmbH nie przejmują odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zmian procedur lub napraw niewykonalnych przez producenta lub nieprawidłowego użycia, polegającej (zszyczenia/deszyczenia) i/lub przeprowadzania produktów niezgodnie z niniejszą instrukcją użycia.

Wszystkie związki z tym produktem firm Andreas Fah! Medizintechnik-Vertrieb GmbH dajdzie do prowadzającego rejestru wypadków, nale¿y o tym poinformować producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę użytkownik i/lub pacjent.

Producent zastrze¿a swoje prawo do wprowadzania w ka¿dym czasie zmian w produkcie. Informacje o zmianach produktowych i/lub zmian procedur lub napraw niewykonalnych przez producenta, w Europiejskiej znakom towarowym firm Andreas Fah! Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

## RU

### I. ПРЕДСЛОВИЕ

Данная инструкция относится к защитным платкам / свитерам / футлярам **TRACHEOTEX®**. Настоящее руководство предназначено для медицинского персонала и пациентов/уздвателей. Настоящие инструкции по правильной эксплуатации изделий. **Перед первым использованием изделия внимательно ознакомьтесь с указаниями по применению!**

### II. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Изделия **TRACHEOTEX®** предназначены для того, чтобы закрывать трахеостомию и препятствовать проникновению инородных тел в дыхательные пути. Одновременно производится фильтрация, подогрев и увлажнение вдыхаемого воздуха и выпитием из трахеи выходящий секрет.

### III. ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом использования изделий **TRACHEOTEX®** необходимо ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по применению.

При наличии повреждений или вневенный износ после длительного использования (напр., разломачивания нитей и т.п.) защитные платки/свитера/футляры **TRACHEOTEX®** следует заменить! Повреждения могут нарушить защитные работы изделий.

### IV. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Защитные платки/свитера/футляры **TRACHEOTEX®** укладываются вокруг шеи и полностью закрывают трахеостомию. Они не должны облекать шею слишком тудо, оптимальная является зазор около 1 см. При наличии следствиями оставши распрстеленные на трахеостомию и закрывают ее (не относится к **TRACHEOTEX® ROLLI** и **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP**). Для закрытия трахеостомии предлагаются следующие изделия: (иллюстрации к различным применениям см. рис. **➤➤**).

Защитный платок **TRACHEOTEX® Scarf** имеет вставку из ткани сепарного рисунка, которая нагревает и фильтрует вдыхаемый воздух. Застежка **➤** на тсмe мо¿na je ładnie dopasowanie до различных обводоv. При томоще шее. Для фиксации используется застѣвка-лнпчнка **➤**. Ножицками можно подрезать лнпчнку до нужной длины **➤**.

Защитный платок **TRACHEOTEX® EASY** выполнен в форме треугольника. Для фиксации следует завязать концы платка на затылке **➤**.

Защитный платок для детей **TRACHEOTEX® BIB** небольшого размера с укороченными фиксирующими лентами. Для фиксации используется застѣвка-лнпчнка **➤**. Ножицками можно подрезать лнпчнку до нужной длины **➤**.

Свитера/футляры **TRACHEOTEX® ROLLI** / Shirt надеваются через голову и носятся под рубашкой или курткой **➤**. Эластичный материал обеспечивает облекание шеи размером шеи.

**TRACHEOTEX® ROLLI Klett** на лнпчке снабжены с обратной стороны застѣвкой-лнпчнкой и предлагаются в 2 вариантах: с грубой структурой материала и мелкой структурой материала (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLI Klett** на лнпчке укладываются вокруг шеи и фиксируются застѣвкой-лнпчнкой **➤**.

**TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** на молнии снабжены с обратной стороны застѣвкой-молнии и предлагаются в 2 вариантах: с грубой структурой материала и мелкой структурой материала (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** на лнпчке надеваются через голову **➤** и закрываются на молнию **➤**.

Защитный футляр **TRACHEOTEX® BIB** состоит из многослойной тонкой ткани сепарного рисунка и может иметь различную толщину: 3-слойный, 5-слойный, 8-слойный, 12-слойный, 16-слойный. Чем тоньше футляр, тем выше его воздухопроницаемость. Застѣвка **➤** на фиксационной ленте позволяет отрегулировать платок по толщине шее. Для фиксации используется застѣвка-лнпчнка **➤**.

### V. СРОК УЖЫБЫ

Защитные платки/свитера/футляры **TRACHEOTEX®** следует менять еженедельно по гигиеническим соображениям. Они рассчитаны на многократное применение и могут подвергаться чистке (стирке). Срок службы зависит от частоты использования и акуратности обращения. При возникновении повреждений изделие немедленно заменить изделием.

### VI. ЧИСТКА

Перед стиркой следует заменить крючки и лнпчки. Изделия **TRACHEOTEX®** можно стирать при температуре до 30°C, не вышезачать и не центрифугировать. Рекомендуем стирать руками.

### VII. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вyroбы Andreas Fah! Medizintechnik-Vertrieb GmbH не несёт ответственности за повреждения, вызванные самовольными изменениями изделия, ремонтом, выполненном не фирмой-изготовителем, или неправильным обращением, уходом (чисткой/дешнзацией) или изменением изделий с нарушением положений данного руководства.
Производитель застрѣжает своё право до вводадзана изменений в связи с данным изделием Andreas Fah! Medizintechnik-Vertrieb GmbH o нём следует сообщать производителю и в ответственной инстанции страны-члена ЕС, в которой проживает пользователь или пациент.
Изготовитель оставляет за собой право на изменения продукции.

**TRACHEOTEX®** являются зарегистрированной в Германии и других странах-членах ЕС торговой маркой компании Andreas Fah! Medizintechnik-Vertrieb GmbH, г. Колн.

## CS

### I. ÚVOD

Tuto pokyn je vzta¿ny na ochranné kurtky / rolly / bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX®**. Návod k použití shoží jako informace lékaŕm, zdravotním personálu a pacientùm/úzdavatelům k zabezpečení správného zacházení. **Před prvními použitím výrobku si pečlivě prostudujte návod k použití!**

### II. ÚČELNÉ POUŽITÍ

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného**TRACHEOTEX®** jsou urчены pro zakrytí pŕoduceného, aby se zabránilo proniknutí cizích těles do dýchacích cest. Zároveň se filtruje, ohřívá a zvlhčuje vdechnoutý vzduch a zadržuje se vycházející sekret z pŕoduceného.

### III. VAROVÁNÍ

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX®** jsou výrobky určené pro použití výlučně pro jednoho pacienta, i pro vícenásobné použití. Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX®** neperte v praše, nesuší a neodvižkujete bída.

V případě poškození nebo opořebání po dlouhém období používání (např. rozřepení, at.) ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX®** vyměňte! Poškození výrobku může způsobit snížení funkčnosti výrobku.

### IV. POPIS VÝROBKU A POUŽITÍ

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX®** se umístí kolem krku a úplně zakryjí pŕoduceného. Nesmí být příliš těsné na krku, optimální je vzdálenost asi 1 cm mezi páskou a klem. Zpracované vlákna jsou takto pŕoduceného v celém povrchu výrobku a spreměná zvlhčující dílčička. **TRACHEOTEX® ROLLI** i koszulky **TRACHEOTEX® SHIRT**. K zakrytí tracheostomie jsou k dispozici následující výrobky: (prezentace různých možností použití můžete najít na obrázcích **➤➤**).

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch.

Nastavovací sponka **➤** na popruhu je možné ho přizpůsobit různým velikostem krku. K připevnění slouží suchý zip **➤**. Suchý zip je možné nůžkami zkrátit na požadovanou délku **➤**.

Ochranný kyt pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** před stěží jako trojúhelníkový štátek. Na krk se upevňuje uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB PED** pro děti je dodáván v malé velikosti se zkrácenými sponkami **➤**. Užívání se suchým zipem **➤**. Suchý zip je možné nůžkami zkrátit na požadovanou délku **➤**.

Rolky/kosľe **TRACHEOTEX® ROLLS** /Shirt se ptáhnou přes hlavu a nosí se pod košilej nebo sakem **➤**. Pru¿ný materiál umožňuje dopasování do různých obvodů szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS Klett** mají na zadní straně suchý zip a jsou k dispozici ve 2 různých materiálech: z hrubé látkové struktury a z jemné látkové struktury (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS Klett** se ptáhnou přes hlavu **➤** a uzavřou se zipem **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, který skládá z několika vrstev jemné síťoviny, jsou vybavené vlókny, které udržují vlóčky vlhké a filtrují. Čím tenší je bryndák, tím vyšší je propustnost vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho přizpůsobit různým velikostem krku. K připevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB** je určen pro děti a má zkrácené sponky **➤**. Pru¿ný materiál umožňuje dopasování do různých obvodů szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadní straně suchý zip a jsou k dispozici ve 2 různých materiálech: z hrubé látkové struktury a z jemné látkové struktury (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** se ptáhnou přes hlavu **➤** a uzavřou se zipem **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, který skládá z několika vrstev jemné síťoviny, jsou vybavené vlókny, které udržují vlóčky vlhké a filtrují. Čím tenší je bryndák, tím vyšší je propustnost vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho přizpůsobit různým velikostem krku. K připevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch. Zastěvka **➤** na fixační popruze umožňuje přilagoděvanu na šířku vrata korínika. Traka se zatvára šátkem postávaným na kópi **➤**. Makazaka mo¿na skóciť na dívkém skřítání na individuální potřebnu du¿inu **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® EASY** toulougost je obkľa. Zatváraťe za vezivannj krajevja marama u čvor na potľľku **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® BIB PED** namenjena za detu, raspouživa je v manjoj veľkosti a s krácejmi nastavovacími sponkami. Prúžny materiál umožňuje dopasovanie do rôznych obvodov szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadnej strane suchý zip a sú dostupné v 2 rôznych materiáloch: z hrubej látkovej štruktúry a z jemnej látkovej štruktúry (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zatváraťe sa pomocou zapíenka na rzev **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, ktorý skladá z niekoľkých vrstiev jemnej síťoviny, sú vybavené vlókny, ktoré udržujú vlóčky vlhké a filtrujú. Čím tenší je bryndák, tým vyšší je propustnosť vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho prízpůsobit rôznym veľkostem krku. K prípevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch. Zastěvka **➤** na fixační popruze umožňuje přilagoděvanu na šířku vrata korínika. Traka se zatvára šátkem postávaným na kópi **➤**. Makazaka mo¿na skóciť na dívkém skřítání na individuální potřebnu du¿inu **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® EASY** toulougost je obkľa. Zatváraťe za vezivannj krajevja marama u čvor na potľľku **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® BIB PED** namenjena za detu, raspouživa je v manjoj veľkosti a s krácejmi nastavovacími sponkami. Prúžny materiál umožňuje dopasovanie do rôznych obvodov szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadnej strane suchý zip a sú dostupné v 2 rôznych materiáloch: z hrubej látkovej štruktúry a z jemnej látkovej štruktúry (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zatváraťe sa pomocou zapíenka na rzev **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, ktorý skladá z niekoľkých vrstiev jemnej síťoviny, sú vybavené vlókny, ktoré udržujú vlóčky vlhké a filtrujú. Čím tenší je bryndák, tým vyšší je propustnosť vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho prízpůsobit rôznym veľkostem krku. K prípevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch. Zastěvka **➤** na fixační popruze umožňuje přilagoděvanu na šířku vrata korínika. Traka se zatvára šátkem postávaným na kópi **➤**. Makazaka mo¿na skóciť na dívkém skřítání na individuální potřebnu du¿inu **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® EASY** toulougost je obkľa. Zatváraťe za vezivannj krajevja marama u čvor na potľľku **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® BIB PED** namenjena za detu, raspouživa je v manjoj veľkosti a s krácejmi nastavovacími sponkami. Prúžny materiál umožňuje dopasovanie do rôznych obvodov szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadnej strane suchý zip a sú dostupné v 2 rôznych materiáloch: z hrubej látkovej štruktúry a z jemnej látkovej štruktúry (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zatváraťe sa pomocou zapíenka na rzev **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, ktorý skladá z niekoľkých vrstiev jemnej síťoviny, sú vybavené vlókny, ktoré udržujú vlóčky vlhké a filtrujú. Čím tenší je bryndák, tým vyšší je propustnosť vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho prízpůsobit rôznym veľkostem krku. K prípevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch. Zastěvka **➤** na fixační popruze umožňuje přilagoděvanu na šířku vrata korínika. Traka se zatvára šátkem postávaným na kópi **➤**. Makazaka mo¿na skóciť na dívkém skřítání na individuální potřebnu du¿inu **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® EASY** toulougost je obkľa. Zatváraťe za vezivannj krajevja marama u čvor na potľľku **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® BIB PED** namenjena za detu, raspouživa je v manjoj veľkosti a s krácejmi nastavovacími sponkami. Prúžny materiál umožňuje dopasovanie do rôznych obvodov szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadnej strane suchý zip a sú dostupné v 2 rôznych materiáloch: z hrubej látkovej štruktúry a z jemnej látkovej štruktúry (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zatváraťe sa pomocou zapíenka na rzev **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, ktorý skladá z niekoľkých vrstiev jemnej síťoviny, sú vybavené vlókny, které udržujú vlóčky vlhké a filtrujú. Čím tenší je bryndák, tým vyšší je propustnosť vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho prízpůsobit rôznym veľkostem krku. K prípevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch. Zastěvka **➤** na fixační popruze umožňuje přilagoděvanu na šířku vrata korínika. Traka se zatvára šátkem postávaným na kópi **➤**. Makazaka mo¿na skóciť na dívkém skřítání na individuální potřebnu du¿inu **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® EASY** toulougost je obkľa. Zatváraťe za vezivannj krajevja marama u čvor na potľľku **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® BIB PED** namenjena za detu, raspouživa je v manjoj veľkosti a s krácejmi nastavovacími sponkami. Prúžny materiál umožňuje dopasovanie do rôznych obvodov szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadnej strane suchý zip a sú dostupné v 2 rôznych materiáloch: z hrubej látkovej štruktúry a z jemnej látkovej štruktúry (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zatváraťe sa pomocou zapíenka na rzev **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, který skladá z niekoľkých vrstiev jemné síťoviny, sú vybavené vlókny, které udržujú vlóčky vlhké a filtrujú. Čím tenší je bryndák, tým vyšší je propustnosť vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho prízpůsobit rôznym veľkostem krku. K prípevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch. Zastěvka **➤** na fixační popruze umožňuje přilagoděvanu na šířku vrata korínika. Traka se zatvára šátkem postávaným na kópi **➤**. Makazaka mo¿na skóciť na dívkém skřítání na individuální potřebnu du¿inu **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® EASY** toulougost je obkľa. Zatváraťe za vezivannj krajevja marama u čvor na potľľku **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® BIB PED** namenjena za detu, raspouživa je v manjoj veľkosti a s krácejmi nastavovacími sponkami. Prúžny materiál umožňuje dopasovanie do rôznych obvodov szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadnej strane suchý zip a sú dostupné v 2 rôznych materiáloch: z hrubej látkovej štruktúry a z jemnej látkovej štruktúry (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zatváraťe sa pomocou zapíenka na rzev **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, který skladá z niekoľkých vrstiev jemné síťoviny, sú vybavené vlókny, které udržujú vlóčky vlhké a filtrujú. Čím tenší je bryndák, tým vyšší je propustnosť vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho prízpůsobit rôznym veľkostem krku. K prípevnění slouží suchý zip **➤**.

Ochranné krytý/rolly/bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® EASY** je vyroben v podobě trojúhelníkové kurtky. Kočky kurtky se upevňují uzlem z konce šátku **➤**.

Ochranný kyt **TRACHEOTEX® Scarf** má vlóčku vyrobenou z jemné síťoviny, který ohřívá a filtruje vdechnoutý vzduch. Zastěvka **➤** na fixační popruze umožňuje přilagoděvanu na šířku vrata korínika. Traka se zatvára šátkem postávaným na kópi **➤**. Makazaka mo¿na skóciť na dívkém skřítání na individuální potřebnu du¿inu **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® EASY** toulougost je obkľa. Zatváraťe za vezivannj krajevja marama u čvor na potľľku **➤**.

Zaštitna marama za stomu **TRACHEOTEX® BIB PED** namenjena za detu, raspouživa je v manjoj veľkosti a s krácejmi nastavovacími sponkami. Prúžny materiál umožňuje dopasovanie do rôznych obvodov szyi. **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** má na zadnej strane suchý zip a sú dostupné v 2 rôznych materiáloch: z hrubej látkovej štruktúry a z jemnej látkovej štruktúry (Fine). **TRACHEOTEX® ROLLS ZIP** zatváraťe sa pomocou zapíenka na rzev **➤**.

Ochranné bryndaky pŕoduceného **TRACHEOTEX® BIB**, který skladá z několikvrstiev jemné síťoviny, sú vybavené vlókny, které udržujú vlóčky vlhké a filtrujú. Čím tenší je bryndák, tým vyšší je propustnosť vzduchu. Nastavovací sponkou **➤** na popruhu je možné ho prízpůsobit rôznym veľkostem krku. K prípevnění slouží suchý zip **➤**.