



- ▶ HME Filter / Künstliche Nase mit Überdruckventil
- ▶ Ideal für die Anwendung in der Nacht
- ▶ Multiadapter paßt auf jeden 15 mm Konnektor (UNI) und jeden 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Offenporiger PU Schaumstofffilter
- ▶ Flaches Profil, geringes Gewicht, unauffällig
- ▶ Mit Überdruckventil, um problemloses Abhusten zu ermöglichen
- ▶ Einzeln in Peel-Packs verpackt



CE-Kennzeichnung



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten

Bestellhinweis:

HUMIDOTWIN®, Packung mit 30 Stück

REF 46460