

TRACHEOSTOMAKATHETER – KURZ



Kurzer Absaugkatheter in 25 cm Länge mit zentraler Absaugöffnung und zwei seitlichen Öffnungen an der Kathetherspitze.

Steril verpackt.

Bestellhinweis:

▶ Tracheostomakatheter – kurz, steril,
Packung mit 200 Stück – **Bitte Größe angeben (CH 10–16)!!**

Art.-Nr. 68100

ABSAUGSCHLAUCH AUS PVC FÜR ABSAUGGERÄTE

1,30 M, STERIL



Absaugschlauch für den Transport des angesaugten Sekrets zum Sekretbehälter.

Mit Fingertip und trichterförmigem Ansatzstück.

Bestellhinweis:

▶ Absaugschlauch aus PVC für Absauggeräte,
1,30 m, steril, zum Einmalgebrauch, Packung mit 20 Stück

Art.-Nr. 60505

VERBINDUNGSSCHLAUCH AUS PVC FÜR ABSAUGGERÄTE

30 CM, STERIL



Verbindet den Sekretbehälterdeckel mit dem Ansaugstutzen, der zur Gerätepumpe führt.

Mit 2 trichterförmigen Konnektoren.

Bestellhinweis:

▶ Verbindungsschlauch aus PVC für Absauggeräte,
30 cm, steril, zum Einmalgebrauch, Packung mit 40 Stück

Art.-Nr. 60516

Wir helfen
Ihnen weiter!

IHR PARTNER FÜR
DIE REHABILITATION
NACH LARYNGEKTOMIE
UND TRACHEOTOMIE

www.fahl.de

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Telefon 0 22 03/29 80-0
Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

FAHL

D



FÜR LARYNGEKTOMIERTE
UND TRACHEOTOMIERTE

Dieser Prospekt enthält nur eine kleine Auswahl aus unserem breiten und umfangreichen Produktsortiment.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

TRACHEOFIRST® ABSAUGGERÄT



Bedienerfreundliches Absauggerät mit 26,5 l/min. Absaugleistung. Mit Vakuummeter und Feinregulierung zur Einstellung der Saugleistung.

Nachrüstset für Tracheostoma-Absaugung als Sonderzubehör erhältlich.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheofirst® Absauggerät, 26,5 l Saugleistung
- ▶ Nachrüstset für Absauggeräte
- ▶ Absaugschlauch aus Silikon, 1,30 m
- ▶ Verbindungsschlauch aus Silikon, 28 cm
- ▶ Sekretbehälter aus Kunststoff, 1,25 l
- ▶ Bakterienfilterscheiben, 25 Stück
- ▶ Schlauchverbinder/Fingertip, steril, 10 Stück
- ▶ Schlauch- und Filter-Set „Standard“

Art.-Nr. 65000
Art.-Nr. 65500
Art.-Nr. 60500
Art.-Nr. 60510
Art.-Nr. 65700
Art.-Nr. 65800
Art.-Nr. 60700
Art.-Nr. 60410

TRACHEOMINOR® ABSAUGGERÄT



Absauggerät mit 16 l/min. Saugleistung, Vakuummeter und Vakuumregler.

Nachrüstset als Sonderzubehör erhältlich.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheominor® Absauggerät
- ▶ Nachrüstset für Absauggeräte
- ▶ Absaugschlauch aus Silikon, 1,30 m
- ▶ Verbindungsschlauch aus Silikon, 28 cm
- ▶ Sekretbehälter aus Kunststoff, 1,25 l
- ▶ Bakterienfilterscheiben, 25 Stück
- ▶ Schlauchverbinder/Fingertip, steril, 10 Stück
- ▶ Schlauch- und Filter-Set „Standard“

Art.-Nr. 61000
Art.-Nr. 65500
Art.-Nr. 60500
Art.-Nr. 60510
Art.-Nr. 65700
Art.-Nr. 65800
Art.-Nr. 60700
Art.-Nr. 60410

NACHRÜSTSATZ

FÜR ABSAUGGERÄTE TRACHEOFIRST® UND TRACHEOMINOR®



Sonderzubehör für Absauggeräte bestehend aus Spülflasche mit Halterung, Spiegel, Schiebeleiste und flexibler Kompaktleuchte.

Erleichtert das Absaugen des Tracheostomas.

Bestellhinweis:

- ▶ Nachrüstset für Absauggeräte Tracheofirst® und Tracheominor®
- ▶ Ersatzspiegel für Nachrüstset
- ▶ Spülflasche, 0,25 l

Art.-Nr. 65500
Art.-Nr. 65505
Art.-Nr. 65506

GERÄTEWAGEN FÜR ABSAUG- UND INHALIERGERÄTE



Stabiler Gerätewagen mit 4 Laufrollen.

Mit zusätzlicher Schienenhalterung erweiterbar.


Bestellhinweis:

- ▶ Gerätewagen für Absaug- und Inhaliergeräte, mit 4 Laufrollen

Art.-Nr. 67500

WAND-/SCHIENENHALTERUNG

FÜR ABSAUG- UND INHALIERGERÄTE



Stabile Ablage für Absaug- und Inhaliergeräte.

Für die Wandmontage oder Anbringung an einem Gerätewagen.

Bestellhinweis:

- ▶ Wand-/Schienenhalterung für Absauggeräte

Art.-Nr. 67510

SCHLAUCH- UND FILTER-SET „STANDARD“ FÜR ABSAUGGERÄTE



Austausch-Set bestehend aus Absaug- und Verbindungsschlauch, Ersatzfilterscheiben und Fingertip.

Für Absauggeräte: Tracheominor, Tracheofirst, LC 16, Atmolit 26 und Atmolit 16 N

Bestellhinweis:

- ▶ Schlauch- und Filter-Set „Standard“

Art.-Nr. 60410

TRACHEOPORT® ABSAUGGERÄT



Kompaktes, leistungsstarkes Akkugerät mit 22 l/min. Saugleistung für netzunabhängige Absaugungen. Mit Vakuummeter und -regler.

Nur 2,8 kg Gewicht!
Ideal auf Reisen.

Inkl. Sekret- und Spülbehälter, Leuchte, Spiegel und Schlauchhalterung.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheoport® Absauggerät
- ▶ KFZ-Anschlusskabel für Tracheoport®
- ▶ Bakterienfilter für Tracheoport®, Packung mit 10 Stück
- ▶ Schlauch- und Filter-Set Tracheoport®
- ▶ Absaugschlauch aus Silikon, 1,30 m
- ▶ Verbindungsschlauch aus Silikon, 28 cm
- ▶ Schlauchverbinder/Fingertip, steril, Packung mit 10 Stück

Art.-Nr. 63500
Art.-Nr. 63510
Art.-Nr. 63700
Art.-Nr. 60430
Art.-Nr. 60500
Art.-Nr. 60510
Art.-Nr. 60700

TRACHEAL-ABSAUGGERÄT ATMOVAC PLUS



Netzunabhängiges, akkubetriebenes Absauggerät mit 20 l/min. Saugleistung. Mit Abdeckklappe zum Schutz von Sekretbehälter und Schlauch.


Mit Trageriemen für einen bequemen Transport.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheal-Absauggerät Atmovac Plus
- ▶ Adapter für den Autobetrieb für Atmovac Plus
- ▶ Spülflasche mit Deckel für Atmovac Plus
- ▶ Bakterienfilter für Atmovac Plus, Packung mit 10 Stück

Art.-Nr. 64000
Art.-Nr. 64200
Art.-Nr. 64300
Art.-Nr. 64800

STOMA-KATHETER



Sterile Einmalkatheter zum Absaugen von Trachealsekret mit zentraler Öffnung und 2 seitlichen Augen.

50 cm lang, in verschiedenen CH-Größen lieferbar.

Bestellhinweis:

- ▶ Stoma-Katheter, steril, Packung mit 100 Stück – Bitte Größe angeben (CH 6–18)!!

Art.-Nr. 68000