

STOMA-REINIGUNGSTUCH IN SPENDERBOX



Spezialreinigungstuch zur Reinigung und Pflege der Haut um das Tracheostoma.

Extra feucht mit milder Reinigungs-lotion aus pflanzlichen Wirkstoffen.

Bestellhinweis:

▶ Stoma-Reinigungstuch in Spenderbox, Behälter mit 60 Tüchern **Art.-Nr. 33260**

OPTICLEAR® PFLASTERKLEBER-ENTFERNER



Spezialreinigungstuch zum Entfernen von Hautklebern aller Art.

Hygienische Einzelverpackung.

Bestellhinweis:

▶ Opticlear® Pflasterkleber-Entferner, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 33500**

OPTIGARD® HAUTSCHUTZFILM



Optigard® ist ein Spezialtuch zur vorbereitenden Hautpflege bei Anwendung von Klebescheiben und Halteplatten aus Filtersystemen etc..

Schützt die Haut vor Irritationen durch eine Filmschicht, die gleichzeitig auch die Haftfähigkeit des Hautklebers erhöht.

Bestellhinweis:

▶ Optigard® Hautschutzfilm, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 33600**

BORKENPINZETTE



Edelstahlpinzette zur gezielten Tracheostomapflege.

Ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Entfernung von Borken.

Bestellhinweis:

▶ Borkenpinzette **Art.-Nr. 35000**

*Wir helfen
Ihnen weiter!*

FAHL

D



*Kanülenreinigung
und -pflege*

IHR PARTNER FÜR
DIE REHABILITATION
NACH LARYNGEKTOMIE
UND TRACHEOTOMIE



FÜR LARYNGEKTOMIERTE
UND TRACHEOTOMIERTE



Dieser Prospekt enthält nur eine kleine Auswahl aus unserem breiten und umfangreichen Produktsortiment.

www.fahl.de

ANDREAS FAHL
MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH
August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Telefon 0 22 03/29 80-0
Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

ANDREAS FAHL
MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

KANÜLENREINIGUNGS-SET OPTIBRUSH®



Praktisches Set zur Kanülenreinigung bestehend aus Kanülenreinigungspulver (400 g), Kanülenreinigungsdose mit Siebeinsatz und 10 Kanülenreinigungsbürsten Optibrush® in unterschiedlicher Größe.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülenreinigungs-Set Optibrush® mit 10 Optibrush® Kanülenreinigungsbürsten

Art.-Nr. 31010

KANÜLENREINIGUNGSDOSE MIT SIEBEINSATZ



Kunststoffdose mit Siebeinsatz für die schonende Reinigung von Trachealkanülen.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülenreinigungsdose mit Siebeinsatz

Art.-Nr. 31200

KANÜLENREINIGUNGSPULVER



Hochwirksames und schonendes Reinigungsmittel für Trachealkanülen.

Pulverkonzentrat zum Auflösen in Wasser.

Dose mit 400 g Inhalt inkl. 1 Meßlöffel.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülenreinigungspulver, 400 g

Art.-Nr. 31100

KANÜLEN-DESINFIZIATIONSMITTEL

Spezial-Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion von Trachealkanülen.

Erhältlich in Pulverform oder als Flüssigkonzentrat.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülen-Desinfektionsmittel, Pulver, Packung mit 200 g
- ▶ Kanülen-Desinfektionsmittel, Flüssigkonzentrat, 400 ml

Art.-Nr. 31170

Art.-Nr. 31180

OPTIBRUSH® KANÜLENREINIGUNGSBÜRSTE



Spezialreinigungsbürste mit langem Bürstenteil und Haltegriff. Zur wirkungsvollen Reinigung der Trachealkanüle.

Das Drahtgeflecht ist besonders robust und biegsam und läßt sich der Kanülenform anpassen.

Bestellhinweis:

- ▶ Optibrush® Kanülenreinigungsbürste, 4 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Optibrush® Kanülenreinigungsbürste, 6 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Optibrush® Kanülenreinigungsbürste, 8 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Optibrush® Kanülenreinigungsbürste, 10 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Optibrush® Kanülenreinigungsbürste, 12 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Optibrush® Kanülenreinigungsbürste, 14 mm, Packung mit 10 Stück

Art.-Nr. 31850-04

Art.-Nr. 31850-06

Art.-Nr. 31850-08

Art.-Nr. 31850-10

Art.-Nr. 31850-12

Art.-Nr. 31850-14

KANÜLENREINIGUNGSBÜRSTE MIT WOLLBÜSCHEL



Kanülenreinigungsbürste mit Haltegriff und ca. 1 cm breitem Wollbüschel aus weichen, reinigungsintensiven Textilfasern an der Bürstenspitze.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülenreinigungsbürste mit Wollbüschel, 6 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Kanülenreinigungsbürste mit Wollbüschel, 8 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Kanülenreinigungsbürste mit Wollbüschel, 10 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Kanülenreinigungsbürste mit Wollbüschel, 12 mm, Packung mit 10 Stück
- ▶ Kanülenreinigungsbürste mit Wollbüschel, 14 mm, Packung mit 10 Stück

Art.-Nr. 31800-06


Art.-Nr. 31800-08

Art.-Nr. 31800-10

Art.-Nr. 31800-12

Art.-Nr. 31800-14

REINIGUNGSTUPFER FÜR TRACHEALKANÜLEN



Kunststoffstäbchen mit schwammartiger, besonders saugfähiger Schaumkappe. Für die schonende Reinigung von Trachealkanülen aus weichem Kunststoff.

Bestellhinweis:

- ▶ Reinigungstupfer für Trachealkanülen, klein, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 31910**
- ▶ Reinigungstupfer für Trachealkanülen, groß, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 31920**

STOMAÖL



Farbloses Neutralöl in 100 ml-Glasflasche mit Tropfverschluß.


Stomaöl dient als Gleit- und Pflegemittel für Trachealkanülen und erleichtert das Einführen der Trachealkanüle in das Tracheostoma.

Bestellhinweis:

- ▶ Stomaöl, 100 ml

Art.-Nr. 31500

OPTIFLUID® STOMAÖL-TUCH



Fusselfreies Vliestuch in hygienischer Einzelverpackung mit Stomaöl in 4 ml-Dosierung.

Bestellhinweis:

- ▶ Optifluid® Stomaöl-Tuch, Packung mit 50 Stück

Art.-Nr. 31550

STOMA-REINIGUNGSTUCH



Feuchtes Spezialreinigungstuch aus weicher und fusselfreier Baumwolle, getränkt mit milder Reinigungslosung aus pflanzlichen Wirkstoffen.

Hygienische Einzelverpackung.

Bestellhinweis:

- ▶ Stoma-Reinigungstuch, Packung mit 50 Stück

Art.-Nr. 33200