

3-KAM® DREIKAMMER-TRACHEAL-KOMPRESSE



Großformatige und besonders saugstarke Komresse mit 3 Vlieslagen. Verhindert die Bildung einer feuchten Kammer zwischen Haut und Komresse.



Auch mit zusätzlicher Schlitzöffnung und in steriler Ausführung erhältlich.

Bestellhinweis:

- ▶ 3-KAM® Dreikammer-Tracheal-Komresse, 10 x 14 cm, Art.-Nr. 30700
Packung mit 10 Stück
- ▶ 3-KAM® Dreikammer-Tracheal-Komresse, geschlitzt, 10 x 14 cm, Art.-Nr. 30701
Packung mit 10 Stück
- ▶ 3-KAM® Dreikammer-Tracheal-Komresse, steril, 10 x 14 cm, Art.-Nr. 30705
Packung mit 100 Stück
- ▶ 3-KAM® Dreikammer-Tracheal-Komresse, steril, geschlitzt, 10 x 14 cm, Packung mit 100 Stück Art.-Nr. 30706

ABSORBELLIN®-KOMPRESSE, GESCHLITZT



Sterile Spezialkomresse. Besonders saugfähiges, schwammartiges Material. Mit seitlicher Schlitzöffnung für einen schnellen Kompressenwechsel.

Bestellhinweis:

- ▶ Absorbellin®-Spezialkomresse, geschlitzt, steril, Art.-Nr. 30850
Packung mit 10 Stück

KANÜLEN-ABSTANDHALTER



Hilfsmittel aus Edelstahl zum Auf-schieben auf das Kanülenschild. Der Abstandhalter schafft den nötigen Abstand zwischen Kanülenöffnung und textilem Tracheostomaschutz (z.B. Schutz Tuch) zur Sicherung einer ausreichenden Luftzufuhr.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülen-Abstandhalter Art.-Nr. 34000

TRACHEOSPREIZER



Hilfsmittel mit drei spreizbaren Flügeln zum Spreizen des Tracheostomas. Erleichtert das Einführen einer Trachealkanüle und sichert die Luftzufuhr in Notfällen bei kollabierendem Tracheostoma.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheospreizer Art.-Nr. 35500

*Wir helfen
Ihnen weiter!*

IHR PARTNER FÜR
DIE REHABILITATION
NACH LARYNGEKTOMIE
UND TRACHEOTOMIE

www.fahl.de


ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Telefon 0 22 03/29 80-0
Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

FAHL

D



FÜR LARYNGEKTOMIERTE
UND TRACHEOTOMIERTE

Dieser Prospekt enthält nur eine kleine Auswahl aus unserem breiten und umfangreichen Produktsortiment.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

KANÜLENTRAGEBAND MIT HAKEN



Elastisches Kanülen­trageband zur Fixierung der Trachealkanüle. Mit Haken­ver­schluß aus Kunststoff oder aus Metall.

Variable Halsweitenregulierung.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülen­trageband mit Metall-Haken, hautfarben **Art.-Nr. 32000**
- ▶ Kanülen­trageband mit breitem Metall-Haken, hautfarben **Art.-Nr. 32003**
- ▶ Kanülen­trageband mit Kunststoff-Haken, hautfarben **Art.-Nr. 32005**
- ▶ Kanülen­trageband mit breitem Kunststoff-Haken, hautfarben **Art.-Nr. 32005-03**
- ▶ Kanülen­trageband mit Metall-Haken, weiß **Art.-Nr. 32000-02**
- ▶ Kanülen­trageband mit breitem Metall-Haken, weiß **Art.-Nr. 32003-01**
- ▶ Kanülen­trageband mit Kunststoff-Haken, weiß **Art.-Nr. 32005-02**
- ▶ Kanülen­trageband mit breitem Kunststoff-Haken, weiß **Art.-Nr. 32005-04**
- ▶ Kanülen­trageband mit Metall-Haken, weiß, für Kinder **Art.-Nr. 32001**

KANÜLENTRAGEBAND AUS SCHAUMSTOFF



Gepolstertes Kanülen­trageband in 3 cm Breite mit weicher Vliesstoff-Umhüllung.

Befestigung an Trachealkanüle durch Klettverschluss.

Halsweite regulierbar.

Bestellhinweis:

- ▶ Kanülen­trageband aus Schaumstoff mit Haken **Art.-Nr. 32300**
- ▶ Kanülen­trageband aus Schaumstoff mit Klettverschluss **Art.-Nr. 32500**
- ▶ Kanülen­trageband aus Schaumstoff mit Klettverschluss für Kinder **Art.-Nr. 32510**
- ▶ Kanülen­trageband aus Schaumstoff mit Haken für Kinder **Art.-Nr. 32310**

DALE® 240 KANÜLENTRAGEBAND



Kanülen­trageband mit latexfreiem Schaumstoffkern zur komfortablen Fixierung der Trachealkanüle.

Flexibles Stretchband und einfache Halsweitenregulierung sorgt für einen bequemen Sitz.

Bestellhinweis:

- ▶ DALE® 240 Kanülen­trageband **Art.-Nr. 32400**
- ▶ DALE® 243 Verlängerungsstreifen für Kanülen­trageband **Art.-Nr. 32430**
- ▶ DALE® 242 Kanülen­trageband für Kinder und Neugeborene **Art.-Nr. 32420**

OPTIFLAUSCH® KANÜLENTRAGEBAND



Besonders weiches und anschmiegsames Kanülen­trageband mit leichter Schaumstoffpolsterung.

Halsweite regulierbar. Mit Haken- oder Klettverschluss lieferbar.

Bestellhinweis:

- ▶ Optiflauch® Kanülen­trageband mit Klettverschluss, Packung mit 1 Stück **Art.-Nr. 32550**
- ▶ Optiflauch® Kanülen­trageband mit Klettverschluss, Packung mit 100 Stück **Art.-Nr. 32550-100**
- ▶ Optiflauch® Kanülen­trageband mit Kunststoff-Haken, Packung mit 1 Stück **Art.-Nr. 32551**
- ▶ Optiflauch® Kanülen­trageband mit Kunststoff-Haken, Packung mit 100 Stück **Art.-Nr. 32551-100**
- ▶ Optiflauch® Kanülen­trageband mit Klettverschluss, für Kinder, Packung mit 1 Stück **Art.-Nr. 32555**

TRACHEAL-KOMPRESSE



Leichte Vliesstoff-Kompresse mit Lochstanzung für Kanülen­träger.

Einseitig mit aluminiumbedampfter Vliesauflage, die ein Verkleben von Sekretresten mit der Haut verhindert.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheal-Kompresse, 8 x 10 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30000**
- ▶ Tracheal-Kompresse, 8 x 10 cm, Packung mit 100 Stück **Art.-Nr. 30010**
- ▶ Tracheal-Kompresse, geschlitzt, 8 x 10 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30030**

1-KAM® TRACHEAL-KOMPRESSE



Einlagige, komfortabel weiche und saugstarke Tracheal-Kompresse.

Als Variante für den schnellen Kompressenwechsel ist die 1-KAM®-Kompresse auch mit zusätzlicher Schlitzöffnung neben der Lochstanzung erhältlich.

Bestellhinweis:

- ▶ 1-KAM® Tracheal-Kompresse, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30400**
- ▶ 1-KAM® Tracheal-Kompresse, geschlitzt, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30500**

1-KAM ALULINE®



Leichte, fussselfreie Tracheal-Kompresse mit einseitiger, aluminiumbedampfter Vlies­schicht. Besondere Gestaltung der Lochstanzung für verschiedene Kanülen­durchmesser. Stabilität auch bei Durchfeuchtung.

Variante mit zusätzlicher Schlitzöffnung für schnellen Kompressenwechsel erhältlich.

Bestellhinweis:

- ▶ 1-KAM Aluline®, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30450**
- ▶ 1-KAM Aluline®, geschlitzt, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30550**

2-KAM® ZWEIKAMMER-TRACHEAL-KOMPRESSE



Zwei aufeinander fixierte Kompressenleiber unterschiedlicher Stärke sorgen für eine besonders zuverlässige Aufnahme von Trachealsekret. Verhindert die Bildung einer feuchten Kammer zwischen Haut und Kompresse. Sehr saugstark und komfortabel weich. Auch mit zusätzlicher Schlitzöffnung und in steriler Ausführung erhältlich.

Bestellhinweis:

- ▶ 2-KAM® Zweikammer-Tracheal-Kompresse, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30600**
- ▶ 2-KAM® Zweikammer-Tracheal-Kompresse, geschlitzt, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30601**
- ▶ 2-KAM® Zweikammer-Tracheal-Kompresse, steril, 9 x 9,8 cm, Packung mit 100 Stück **Art.-Nr. 30605**
- ▶ 2-KAM® Zweikammer-Tracheal-Kompresse, steril, geschlitzt, 9 x 9,8 cm, Packung mit 100 Stück **Art.-Nr. 30606**

2-KAM ALULINE®



Zweileibige Tracheal-Kompresse aus saugstarkem Material.

Die einseitige, aluminiumbedampfte Vlies­schicht verhindert ein Verkleben mit der Haut.

Bestellhinweis:

- ▶ 2-KAM Aluline®, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30650**
- ▶ 2-KAM Aluline®, geschlitzt, 9 x 9,8 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 30660**