


FAHL

D



Ora-Light®

SYSTEM FÜR DIE SPRECH-
MOTORISCHE THERAPIE



Dieser Prospekt enthält nur eine kleine Auswahl aus unserem breiten und umfangreichen Produktsortiment.

ANDREAS FAHL
MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

ORA-LIGHT®

Ihr Partner für eine effiziente Rehabilitation

Erfahrene Sprachtherapeuten werden die Vorteile der hier vorgestellten mundmotorischen Übungen durch die Vielzahl der klinischen Anwendungen zu schätzen wissen.

Der Einsatz der Ora-Light®-Instrumente unterstützt die Therapieerfolge bei der Behandlung von:

- ▶ **Dysarthrie**
- ▶ **Dysphagie**
- ▶ **Apraxie**
- ▶ **Isolierten Artikulationsstörungen**
- ▶ **Myofunktionellen Störungen**
- ▶ **Resektionen im Mundraum aufgrund einer Krebserkrankung**
- ▶ **Rehabilitation nach totaler Laryngektomie**

Für optimale Ergebnisse wird der Einsatz des kompletten Systems empfohlen. Dies bietet ein ausgewogenes Programm mit Übungen sowohl für die Koordination der Zungen- als auch der Lippenbewegungen. Natürlich können die Instrumente aber auch einzeln erworben und angewendet werden.



Die Entwicklung des Ora-Light®-Systems basiert auf langjährigen klinischen Erfahrungen.

Alle Instrumente haben einen Griff, der aus dem Mund herausragt, und einen leicht konvex-gewölbten Teil, der intraoral an den harten Gaumen angelegt wird.

Die unterschiedlichen Instrumente haben bestimmte Stellen, die als Aktivatoren bezeichnet werden. Diese befinden sich je nach Modell auf dem Gaumenteil oder auf dem Griff (beim Lippenstimulator). Sie sollen das allmähliche Erlernen und die Verbesserung gezielter Zungen- und Lippenbewegungen, die auch für die Artikulation und das Schlucken erforderlich sind, fördern. Diese Aktivatoren haben eine strukturierte Oberfläche um das Feedback über den taktilen Wahrnehmungskanal zu erleichtern.

Die Ora-Light® Instrumente sind einzeln oder als Set in zwei Größen erhältlich. Das Ora-Light® Professional-Set umfaßt jeweils 4 Instrumente in der Ausführung „klein“ und „groß“, eine CD-ROM mit Hinweisen zur Produktanwendung sowie ein umfangreiches Übungs-Handbuch.

Bestellhinweis:

▶ Ora-Light® Professional-Set PZN-Nr. 3706321 Art.-Nr. OSORL 5000

www.fahl.de

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4 a · D-51149 Köln · Telefon 0 22 03/29 80-0
Fax 022 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
Postfach 92 03 44

51153 Köln

Praxisstempel

Bitte senden Sie mir kostenlos
folgendes Informationsmaterial:

- Hilfsmittelkatalog für Laryngektomiete und Tracheotomiete
- Farbmusterkarte für Tracheostomaschutz
- Leitfaden für Kehlkopfloze
- Notfallausweis und Aufkleber für Laryngektomiete und Tracheotomiete
- Bestellkarte
- Bestellumschläge
- Infos über weitere Dysphagie-Produkte

Ausschneiden und im Fensterumschlag verschicken!

DOK-FOL 11/01



SIE UND ORA-LIGHT®

...für eine effektive Therapie – die neue Generation von Instrumenten für das orofaziale Training

Das Ora-Light® System umfasst ein umfangreiches Therapieinstrumentarium zur Optimierung der Therapieergebnisse bei Patienten mit myofunktionellen Störungen des gesamten oralen Bereichs.

Das Ora-Light® System hilft beim Einüben von gezielten Bewegungsmustern durch „Widerstands- und Kräftigungsübungen“ und ermöglicht eine langsame stufenweise Annäherung an die optimalen Bewegungen und Funktionen.



Die wichtigsten Vorteile für die Therapie


- ▶ Instrumentarium zur Unterstützung der logopädischen Behandlung und Optimierung des Therapieerfolges bei Patienten mit mundmotorischen Defiziten.
- ▶ Die Ora-Light®-Übungsinstrumente verbessern die Kraft und die Bewegung der Lippen-, Zungen- und Wangenmuskulatur, aber auch der Rachenmuskulatur und der Gaumenbögen.
- ▶ Sie sind aus einem speziellen, bruchfesten Material hergestellt und besitzen spezifische, besonders hervorgehobene und strukturierte Stellen (die „Aktivatoren“), durch die der Patient den richtigen Sitz des Instruments, aber auch die korrekten Zungen- bzw. Lippenbewegungen „erspüren“ kann.
- ▶ Die Handhabung ist einfach und bei Bedarf in Verbindung mit Übungen aus dem vorliegenden, umfassenden Handbuch zu verwenden. In diesem werden die einzelnen Übungsinstrumente mit ihren Wirkmechanismen und der jeweiligen Zielmuskulatur vorgestellt.
- ▶ Die Instrumente dürfen jeweils nur von einem Patienten verwendet werden.
- ▶ Das System ist zudem kostengünstig.

DIE INSTRUMENTE IM EINZELNEN

1 Lippenstimulator

Zielmuskulatur:

- M. buccinator
- M. levator labii superioris
- M. orbicularis oris
- M. mentalis




Bestellhinweis:

- ▶ Ora-Light® Lippenstimulator klein PZN-Nr. 3706350 **Art.-Nr. OSORL 1001**
- ▶ Ora-Light® Lippenstimulator groß PZN-Nr. 3706404 **Art.-Nr. OSORL 2001**

2 Zungenspitzenstimulator

Zielmuskulatur:

- M. genioglossus
- Innere Zungenmuskulatur (M. longitudinalis superior, M. longitudinalis inferior, M. transversus linguae)




Bestellhinweis:

- ▶ Ora-Light® Zungenspitzenstimulator klein PZN-Nr. 3706367 **Art.-Nr. OSORL 1002**
- ▶ Ora-Light® Zungenspitzenstimulator groß PZN-Nr. 3706410 **Art.-Nr. OSORL 2002**

3 Zungenkörpertrainer

Zielmuskulatur:

- M. genioglossus
- Innere Zungenmuskulatur (M. longitudinalis superior, M. longitudinalis inferior, M. transversus linguae)




Bestellhinweis:

- ▶ Ora-Light® Zungenkörpertrainer klein PZN-Nr. 3706373 **Art.-Nr. OSORL 1003**
- ▶ Ora-Light® Zungenkörpertrainer groß PZN-Nr. 3706427 **Art.-Nr. OSORL 2003**

4 Zungenrückenstimulator

Zielmuskulatur:

- äußere Zungenmuskulatur (M. styloglossus, M. palatoglossus, M. hyoglossus, M. genioglossus)
- Innere Zungenmuskulatur (M. longitudinalis superior, M. longitudinalis inferior, M. transversus linguae)



Bestellhinweis:

- ▶ Ora-Light® Zungenrückenstimulator klein PZN-Nr. 3706396 **Art.-Nr. OSORL 1004**
- ▶ Ora-Light® Zungenrückenstimulator groß PZN-Nr. 3706433 **Art.-Nr. OSORL 2004**

Lieferadresse:

BESTELLUNG ORA-LIGHT®

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzel-Preis* €	Gesamt-Preis* €
	OSORL 1001	Ora-Light® Lippenstimulator klein	21,75	
	OSORL 2001	Ora-Light® Lippenstimulator groß	21,75	
	OSORL 1002	Ora-Light® Zungenspitzenstimulator klein	21,75	
	OSORL 2002	Ora-Light® Zungenspitzenstimulator groß	21,75	
	OSORL 1003	Ora-Light® Zungenkörpertrainer klein	21,75	
	OSORL 2003	Ora-Light® Zungenkörpertrainer groß	21,75	
	OSORL 1004	Ora-Light® Zungenrückenstimulator klein	21,75	
	OSORL 2004	Ora-Light® Zungenrückenstimulator groß	21,75	
	OSORL 1100	Ora-Light® Hilfsmittel für Sprechmotorik – Set mit 4 Stück – klein	73,95	
	OSORL 2100	Ora-Light® Hilfsmittel für Sprechmotorik – Set mit 4 Stück – groß	63,75	
	OSORL 5000	Ora-Light® Professional-Set	114,84	
1		Versandkosten	3,50	3,50
		Lieferung per Nachnahme Nachnahmezusatz	4,20	
		Gesamtbetrag		

* Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Liefere Sie mir per Bankeinzug

Konto-Nr.: _____ BLZ: _____
 bei Kreditinstitut: _____
 Datum, Unterschrift: _____

Ausschneiden und im Fensterumschlag verschicken!

