

STOMA-SCHUTZLÄTZCHEN



Schutzlätzchen aus mehrschichtigem Gitterstoff für die Filterung, Erwärmung und Anfeuchtung der Atemluft. Mit Klettverschluß und Halsweitenregulierung. Verschiedene Farben lieferbar.

Bestellhinweis:*

- ▶ Stoma-Schutzlätzchen, 3-lagig
- ▶ Stoma-Schutzlätzchen, 5-lagig
- ▶ Stoma-Schutzlätzchen, 8-lagig
- ▶ Stoma-Schutzlätzchen, 12-lagig

Art.-Nr. 40100

Art.-Nr. 40200

Art.-Nr. 40300

Art.-Nr. 40400

STOMA-SCHUTZTUCH/-SCHUTZSCHAL



Tracheostomaschutz zur Filterung, Erwärmung und Anfeuchtung der Atemluft. Mit Klettverschluß, Halsweite individuell einstellbar.

In verschiedenen Farben und Stoffqualitäten lieferbar.

Auch in Sondergrößen und für Kinder erhältlich.

Stoma-Schutzschal

Bestellhinweis:*

- ▶ Stoma-Schutz Tuch
- ▶ Stoma-Schutzschal

Art.-Nr. 42000

Art.-Nr. 41000

TRACHEOTEX®-STOMA-SCHUTZROLLI



Textiler Schutz aus Strickware. Mit Einlage zum Auffangen von Trachealsekret. Besonderer Tragekomfort ohne störende Verschlüsse: Wird einfach über den Kopf gestreift!

Bestellhinweis:*

- ▶ Tracheotex®-Stoma-Schutzrolli
- ▶ Tracheotex®-Stoma-Schutzrolli aus Baumwolljersey

Art.-Nr. 43300

Art.-Nr. 43301

STOMA-SCHUTZROLLI



Rolli aus weichem, wärmendem Strickgewebe mit Befestigungs-Bündchen und Klettverschluß.

Verschiedene Farben lieferbar.

Stoma-Schutzrolli aus Baumwolljersey

Bestellhinweis:*

- ▶ Stoma-Schutzrolli
- ▶ Stoma-Schutzrolli aus Baumwolljersey

Art.-Nr. 43000

Art.-Nr. 43001

* Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben (siehe Farbmusterkarte)!

FAHL

D



Wir helfen Ihnen weiter!


Tracheostoma-Schutz

IHR PARTNER FÜR

DIE REHABILITATION

NACH LARYNGEKTOMIE

UND TRACHEOTOMIE



FÜR LARYNGEKTOMIERTE

UND TRACHEOTOMIERTE

Dieser Prospekt enthält nur eine kleine Auswahl aus unserem breiten und umfangreichen Produktsortiment.

www.fahl.de

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Telefon 0 22 03/29 80-0
Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

TRACHEOSTOMA-FIX



Tracheostomaschutz aus Schaumstoff. Zum Aufkleben in 4 mm Stärke.

Sorgt für eine Filterung, Erwärmung und Anfeuchtung der Atemluft.

Mit hautfreundlichem Klebestreifen.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheostoma-Fix, hautfarben, 6 x 6,5 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45000**
- ▶ Tracheostoma-Fix, hautfarben, 7 x 7,5 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45100**

TRACHEOFIX



Tracheostomaschutz zur Befestigung über dem Tracheostoma.

Das 3 mm dicke Material schützt vor Auskühlung und Austrocknung.

In weiß und hautfarben lieferbar.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheofix, weiß, 5,5 x 6 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45200**
- ▶ Tracheofix, weiß, 7 x 7 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45300**
- ▶ Tracheofix, hautfarben, 5,5 x 6 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45400**
- ▶ Tracheofix, hautfarben, 7 x 7 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45500**
- ▶ Tracheofix mini, hautfarben, 3,8 x 6,3 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45310**

TRACHEOFOAM®



Tracheostomaschutz aus Hydrolox® 1-Schaumstoff mit besonders großer Feuchtigkeits-Absorptions-Kapazität.

Bestellhinweis:

- ▶ Tracheofoam®, klein, hautfarben, ca. 5,1 x 6,5 cm, Packung mit 30 Stück **Art.-Nr. 45700**
- ▶ Tracheofoam®, groß, hautfarben, ca. 6,5 x 6,5 cm, Packung mit 30 Stück **Art.-Nr. 45800**

LARYNGOFIX®




Formschön und funktionell. Die abgerundete Form ermöglicht eine hervorragende Anpassung an das Tracheostoma, bietet eine gute Abdeckung und einen sicheren Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern.

Bestellhinweis:

- ▶ Laryngofix®, klein, hautfarben, 4 x 5,5 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45900**
- ▶ Laryngofix®, groß, hautfarben, 4,8 x 6,7 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 45950**

TRACHINAZE® STOMAFILTER STARTER-SET



Filtersystem, bestehend aus aufklebbaren Halteplatten, Filtern und Zubehör. Das Filtersystem sorgt für eine Erwärmung und Anfeuchtung der Atemluft. Es erhöht den Atemwiderstand und steigert dadurch die Sauerstoffaufnahme ins Blut.

Bestellhinweis:

- ▶ TrachiNaze® Stomafilter Starter-Set **Art.-Nr. 49001**

HUMIDOTRACH® KÜNSTLICHE NASE MIT ÜBERDRUCKVENTIL




Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher zur Befestigung an Trachealkanülen mit Universalaufsatz.

Mit Überdruckventil und seitlichem Stutzen für den Anschluß an ein Sauerstoffgerät.

Bestellhinweis:

- ▶ HumidoTrach®, Künstliche Nase, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 46450**
- ▶ Sauerstoff-Anschlusschlauch für Künstliche Nase, CH 14, 200 cm lang, steril, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 46320**

HUMIDOSTOM® KÜNSTLICHE NASE



Feuchtigkeits-Wärme-Austauscher (künstliche Nase) mit 15 mm-Buchse für Trachealkanülen mit Universalaufsatz sowie 5 mm-Steckanschluß für Sauerstoffzuleitung.

Bestellhinweis:

- ▶ Humidostom®, Künstliche Nase, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 46150**

HUMIDOSTOM® JUNIOR KÜNSTL. NASE FÜR KINDER



Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher für Kinder. Genormter 15 mm-Anschluß.

Bestellhinweis:

- ▶ Humidostom® Junior, Künstliche Nase für Kinder, Packung mit 50 Stück **Art.-Nr. 46850**

ENZISPUT® SPUTUMABSCHEIDER



Ermöglicht die regulierte Abscheidung von Trachealsekreten. Zum Aufstecken auf eine Trachealkanüle mit 15 mm-Normkonnektor.

Bestellhinweis:

- ▶ Enzisput® Sputumabscheider, Packung mit 30 Stück **Art.-Nr. 36001-30**
- ▶ Sputum-Ablaufsystem, bestehend aus 1 Stück Sekret-Ableitungsschlauch, 1 Sekret-Auffangbeutel, Packung mit 30 Stück **Art.-Nr. 36004-30**

DELTADEX®-LÄTZCHEN



Tracheostomaschutz aus netzartigem Baumwollgewebe mit Einlage aus Hydrolox® 1-Schaumstoff zur effektiven Filterung, Erwärmung und Anfeuchtung der Atemluft.

Wird mit flexiblen Haltebändern am Hals befestigt.

Bestellhinweis:

- ▶ DeltaNex®-Lätzchen, 12 x 12,5 mm, Packung mit 10 Stück sowie 2 Haltebänder **Art.-Nr. 41900**
- ▶ DeltaNex®-Haltebänder, Packung mit 2 Stück **Art.-Nr. 41910**

BUCHANAN®-LÄTZCHEN



Schutzlätzchen mit Einlage aus Hydrolox® 1-Schaumstoff.

Mit Befestigungsbändern zum Verknoten.

Bestellhinweis:

- ▶ Buchanan®-Lätzchen, groß, 21 x 19 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 41700**
- ▶ Buchanan®-Lätzchen, klein, 15 x 12 cm, Packung mit 10 Stück **Art.-Nr. 41800**

DUSCHESCHUTZ



Duscheschutz aus Kautschuk, der um den Hals gebunden wird.

Verhindert weitgehend das Eindringen von Wasser in das Tracheostoma beim Duschen.

Bestellhinweis:

- ▶ Duscheschutz **Art.-Nr. 47000**