

# HUMIDOBAC®

REF 46832



REF 46831



REF 46830



- ▶ Les variantes suivantes sont disponibles:
  - Humidobac® HME, REF 46832
  - Humidobac®, REF 46831
  - Humidobac® HME (stérile), REF 46830
- ▶ HUMIDOBAC® est un filtre anti-bactérien/anti-virus à utiliser entre autres dans un système de ventilation
- ▶ Les filtres HUMIDOBAC® HMEs humidifient en supplément l'air inspiré
- ▶ Rétention de bactéries / virus: > 99,999 %
- ▶ Positionnement entre l'ETT / la canule trachéale et la pièce en Y du système de ventilation ainsi qu'avant le dispositif de ventilation lors de l'inspiration et de l'expiration
- ▶ Boîtier transparent et non conducteur
- ▶ Très léger (< 35 g)
- ▶ La durée d'utilisation maximale est de 24 heures

## CONTENU

▶ Mode d'emploi

<b>HUMIDOBAC® HME</b>	<b>REF 46832</b>
1 x Bacterial/viral filter	
ou	
<b>HUMIDOBAC®</b>	<b>REF 46831</b>
1 x Bacterial/viral filter	
ou	
<b>HUMIDOBAC® HME</b>	<b>REF 46830</b>
1 x Bacterial/viral filter (stérile)	

Veuillez indiquer la quantité lors de la commande.

Produit	Unité	REF
<b>HUMIDOBAC® HME</b>	1 ou 50 pièces, emballées individuellement	<b>46832</b>
<b>HUMIDOBAC®</b>	1 ou 50 pièces, emballées individuellement	<b>46831</b>
<b>HUMIDOBAC® HME</b>	1 ou 50 pièces, emballées individuellement	<b>46830</b>

CE 0482