


DURATWIX® JUNIOR NEO / NCF

- ▶ Canule trachéale disponible pour nouveau-nés, nourrissons et enfants en bas âge (pédiatrie) sans ballonnet (réf. 17432) et avec ballonnet (réf. 17434)
- ▶ Matériau adaptable, porteur et léger
- ▶ Exempte de latex et de DEHP
- ▶ Collerette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Pointe de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse
- ▶ Avec bande latérale radio-opaque
- ▶ Le set contient un cordon de canule, un obturateur et un passeport de canule



Les informations de commande :

DURATWIX® JUNIOR NEO

Taille 2,5-4



Réf. 17432

DURATWIX® JUNIOR NCF

Taille 2,5-4



Réf. 17434

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. mm	D.I. mm	Angle ca.	Cuff (Ø) mm	Longueur sur la cour- be extérieure mm	Longueur par l'arc central mm
2,5	4	2,5	120°	8	32	30
3	4,5	3	120°	9	33	31
3,5	5,1	3,5	120°	10	36	33
4	5,8	4	120°	12	38	35

D.E. = diamètre externe · D.I. = diamètre interne