

FAHL® DECANNULATION-SET

Inhalt:

▶ LARYVOX® TAPE EXTRA FINE

15 Stück, transparente und extrem dünne Basisplatte mit hervorragenden Klebeeigenschaften zur optimalen Anpassung an Bewegungen der Halsregion

▶ FAHL® MULTI PLUG

1 Stück, der FAHL® MULTI PLUG ist kompatibel zu allen üblichen 22 mm-Aufnahmesystemen, z.B. LARYVOX® Tape Basisplatte und 15 mm-Aufnahmesystemen, z.B. SPIRAFLEX® UNI

▶ COMBIPHON® O₂

1 Stück, Sprechventil mit Multiadapter (22 mm / KOMBI und 15 mm / UNI); Ventilmembran ist in der Grundstellung geschlossen und wird beim Einatmen kurzzeitig geöffnet



REF 48400

CE



REF 49812

CE



REF 27132

CE 0482

Für alle Set-Komponenten stehen einzelne und detaillierte Datenblätter zur Verfügung!

Bestellhinweis:

FAHL® Decannulation-Set

REF 48005