

# LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

Basisplatte

- ▶ Anschmiegsames und hautschonendes Material auf Hydrokolloidbasis
- ▶ Hoher Fixierungskomfort
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Fähigkeit des Hydrokolloids Flüssigkeiten/Sekrete einzuschließen um das Feuchtigkeitsmilieu der Haut insgesamt aufrechtzuerhalten
- ▶ Besonders bei empfindlicher Haut
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP oder LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht zur Wiederverwendung



CE-Kennzeichnung

Product made in Germany

## Bestellhinweis:

**LARYVOX® Tape HYDROSOFT round**, Packung mit 15 Stück

**REF 48130**

**LARYVOX® Tape HYDROSOFT oval**, Packung mit 15 Stück

**REF 48230**

**LARYVOX® Tape HYDROSOFT XL oval**, Packung mit 15 Stück

**REF 48330**