

FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT

REF 48000-01



REF 48000-02



REF 48000-03



- ▶ Dekanülierungspflaster zur Entwöhnung einer Trachealkanüle bei Tracheotomierten
- ▶ Perfekte Passform zur Abdeckung des Tracheostomas
- ▶ Die große Auflagefläche und der Cuff dichten das Tracheostoma sicher ab und verhindern das Entweichen von Luft beim Sprechen
- ▶ Atmungsaktives Material für höchsten Tragekomfort
- ▶ In drei verschiedenen Varianten in Hautfarbe erhältlich:
 - LARGE: 200 mm x 155 mm
 - SMALL: 165 mm x 135 mm
 - OVAL: 140 mm x 100 mm
- ▶ Das FAHL® DECANNULATION TAPE darf ausschließlich bei tracheotomierten Patienten benutzt werden und ist für Laryngektomierte kontraindiziert!

LIEFERUMFANG

- ▶ Spritze (Vol. 20 ml)
- ▶ Gebrauchsanweisung

FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT

REF 48000

5 x Dekanülierungspflaster mit Cuff, hautfarben

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Produkt	VE	REF
FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT, LARGE	5	48000-01
FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT, SMALL	5	48000-02
FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT, OVAL	5	48000-03

