


SENSOTRACH® DUO SKIN

steril

REF 30668



REF 30669



- ▶ Trachealkompresse aus qualitativ hochwertigem Material - beige
- ▶ Mit anatomisch angepasster Abrundung für optimalen Tragekomfort
- ▶ Die Verbindung von anatomischer Formgebung und unauffälliger Farbgebung sorgt dafür, dass diese Trachealkompresse beim Tragen optisch kaum wahrnehmbar und spürbar ist.
- ▶ Zwei Schichten - dadurch wird das Sekret effizient absorbiert und nach außen in die hautferne Schicht abgeleitet.
- ▶ Die Haut bleibt trocken und warm.
- ▶ Auch als SENSOTRACH® DUO SKIN SLIT verfügbar - mit Schlitz zum schnellen Kompressen-Wechsel bei liegender Kanüle

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

SENSOTRACH® DUO SKIN REF 30668
10 x Trachealkompressen, steril

oder

SENSOTRACH® DUO SKIN SLIT REF 30669
10 x Trachealkompressen, steril, small

Produkt	Größe	VE	REF
SENSOTRACH® DUO SKIN	9,0 x 9,8 cm	10	30668
SENSOTRACH® DUO SKIN SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30669

CE 0482 STERILE