



OPTIBRUSH® SWAB

REINIGUNGSTUPFER

- ▶ Reinigungstuffer zur schonende Reinigung von Trachealkanülen
- ▶ Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschaumstoff
- ▶ Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert
- ▶ Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff. Die kleine Variante ist besonders für Kinderkanülen geeignet
- ▶ Zwei Varianten: OPTIBRUSH® Swab (klein) und OPTIBRUSH® Swab XL (groß)



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

OPTIBRUSH® Swab, Packung mit 30 Stück

REF 31910

OPTIBRUSH® Swab XL, Packung mit 30 Stück

REF 31920