

FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE

REF 48001-01



REF 48001-02



REF 48001-03



- ▶ Bande de désaccoutumance pour le sevrage d'une canule trachéale chez les patients trachéotomisés
- ▶ Ajustement parfait pour la couverture du trachéostome
- ▶ La large surface de contact et le ballonnet assurent une bonne étanchéité du trachéostome et empêchent l'air de s'échapper lorsque le patient parle
- ▶ Matériau fin et respirant pour un confort de port maximal et des propriétés adhésives optimales
- ▶ Disponible en trois variantes différentes en blanc :
 - LARGE: 200 mm x 155 mm
 - SMALL: 165 mm x 135 mm
 - OVAL: 140 mm x 100 mm
- ▶ La bande de désaccoutumance FAHL® DECANNULATION TAPE peut uniquement être utilisée chez des patients trachéotomisés et son usage est contre-indiqué chez les personnes laryngectomisées !

CONTENU

- ▶ Seringue (vol. 20 ml)
- ▶ Mode d'emploi

FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE**REF 48001**

5 x Pansement de décanulation à ballonnet, blanc

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Produit	Unité	REF
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, LARGE	5	48001-01
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, SMALL	5	48001-02
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, OVAL	5	48001-03

