

OPTISWAB® SET LARGE / OPTISWAB® SET XL

REF 31015



REF 31020



► Les deux sets de nettoyage de canules trachéales contiennent :

- Boîte de nettoyage **OPTIBRUSH® CONT XL** (800 ml) (REF 31300) à large diamètre pour le nettoyage des canules trachéales. La boîte de nettoyage contient un panier amovible qui permet d'agiter les canules dans la solution.
- Poudre de nettoyage **OPTIBRUSH® CLEAN** (400 g) (REF 31110) : pour l'obtention simple et précise d'une solution de nettoyage à diluer en toute simplicité dans de l'eau tiède. Pour l'élimination soigneuse de résidus adhérents de sang et de sécrétions sur la canule.

► **OPTISWAB® SET LARGE (REF 31015):**

- Écouvillon **OPTIBRUSH® SWAB (REF 31910)** pour le nettoyage en douceur de canules trachéales. Écouvillon de plastique flexible avec embout absorbant en mousse de polyuréthane. Pas d'effilochage ni de fibres. Le risque d'irritations trachéales est ainsi réduit. Convient particulièrement aux canules trachéales en plastique souple et sensible, notamment aux canules pour enfant.

► **OPTISWAB® SET XL (REF 31020):**

- Écouvillon **OPTIBRUSH® SWAB XL (REF 31920)** pour le nettoyage en douceur de canules trachéales. Écouvillon de plastique flexible avec embout absorbant en mousse de polyuréthane. Pas d'effilochage ni de fibres. Le risque d'irritations trachéales est ainsi réduit. Convient particulièrement aux canules trachéales en plastique souple et sensible.

CONTENU

► Mode d'emploi

OPTISWAB® SET LARGE REF 31015
 1 x OPTIBRUSH® CONT XL boîte de nettoyage
 1 x OPTIBRUSH® CLEAN poudre de nettoyage (400 g)
 4 x OPTIBRUSH® SWAB écouvillon de nettoyage

OU

OPTISWAB® SET XL REF 31020
 1 x OPTIBRUSH® CONT XL boîte de nettoyage
 1 x OPTIBRUSH® CLEAN poudre de nettoyage (400 g)
 4 x OPTIBRUSH® SWAB XL écouvillon de nettoyage

Tous les composants du set sont également disponibles séparément.

Produit

OPTISWAB® SET LARGE

REF

31015

OPTISWAB® SET XL

31020