

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 3-6 Monaten
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, biegsam, geringes Gewicht
- ▶ Ringwulst/Clip hinter dem 22 mm Adapter (KOMBI) ermöglicht das Einsetzen in Basisplatten
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI) zur Aufnahme von HMEs
- ▶ Größe 7 bis 13
- ▶ Jede Größe in 3 verschiedenen Längen
- ▶ Mit (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO, REF 14820) oder ohne (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP, REF 14830) Siebung
- ▶ Siebung nach Kundenvorgaben möglich
- ▶ Mitgeliefert wird ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP, Größe 7-13



REF 14830

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO, Größe 7-13



REF 14820

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten

Rx only

ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

| Größe | A.D. Spitze mm | A.D. Schild mm | I.D. mm | Länge mm | Länge mittlerer Radius mm | REF | REF LINGO |
|-------|----------------|----------------|---------|----------|---------------------------|------------|------------|
| 7 | 10,2 | 10,2 | 7,2 | 44 | 38 | 14830-0744 | 14820-0744 |
| 7 | 10,2 | 10,2 | 7,2 | 62 | 54 | 14830-0762 | 14820-0762 |
| 7 | 10,2 | 10,2 | 7,2 | 65 | 56 | 14830-0765 | 14820-0765 |
| 8 | 11,2 | 11,2 | 8,2 | 44 | 38 | 14830-0844 | 14820-0844 |
| 8 | 11,2 | 11,2 | 8,2 | 62 | 54 | 14830-0862 | 14820-0862 |
| 8 | 11,2 | 11,2 | 8,2 | 70 | 61 | 14830-0870 | 14820-0870 |
| 9 | 12,4 | 12,4 | 9,4 | 44 | 36 | 14830-0944 | 14820-0944 |
| 9 | 12,4 | 12,4 | 9,4 | 62 | 55 | 14830-0962 | 14820-0962 |
| 9 | 12,4 | 12,4 | 9,4 | 75 | 65 | 14830-0975 | 14820-0975 |
| 10 | 13,4 | 13,4 | 10,4 | 44 | 36 | 14830-1044 | 14820-1044 |
| 10 | 13,4 | 13,4 | 10,4 | 62 | 55 | 14830-1062 | 14820-1062 |
| 10 | 13,4 | 13,4 | 10,4 | 85 | 75 | 14830-1085 | 14820-1085 |
| 11 | 14,4 | 14,4 | 11,4 | 44 | 36 | 14830-1144 | 14820-1144 |
| 11 | 14,4 | 14,4 | 11,4 | 62 | 55 | 14830-1162 | 14820-1162 |
| 11 | 14,4 | 14,4 | 11,4 | 87 | 76 | 14830-1187 | 14820-1187 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 12,4 | 44 | 36 | 14830-1244 | 14820-1244 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 12,4 | 62 | 55 | 14830-1262 | 14820-1262 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 12,4 | 90 | 77 | 14830-1290 | 14820-1290 |
| 13 | 16,6 | 16,6 | 13,0 | 44 | 37 | 14830-1344 | 14820-1344 |
| 13 | 16,6 | 16,6 | 13,0 | 62 | 55 | 14830-1362 | 14820-1362 |
| 13 | 16,6 | 16,6 | 13,0 | 90 | 77 | 14830-1390 | 14820-1390 |

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze
Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittl. Radius = Länge auf Mittellinie von Flansch bis Spitze