

# LARYVOX® TAPE FLEXIBLE

Basisplatte

- ▶ Besteht aus einem weichen, textilähnlichen Material mit hoher Klebekraft
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Die besondere Materialeigenschaft vereinfacht die Handhabung besonders bei der Fixierung auf problematischen Tracheostoma-Anlagen
- ▶ Eignet sich wegen der guten Haftkraft besonders bei körperlicher Aktivität
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP oder LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval



Gebrauchsanweisung  
beachten



Nicht zur Wiederverwendung



CE-Kennzeichnung

Product made in Germany

## Bestellhinweis:

**LARYVOX® Tape FLEXIBLE round**, Packung mit 15 Stück

**REF 48120**

**LARYVOX® Tape FLEXIBLE oval**, Packung mit 15 Stück

**REF 48220**

**LARYVOX® Tape FLEXIBLE XL oval**, Packung mit 15 Stück

**REF 48320**