



DURAVENT® UNI-KOMBI LINGO-PHON

1 ICU + 1 ICFK +
1 COMBIPHON®

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3-6 Monate
- ▶ Mit zwei Innenkanülen (IC): Eine gefenstert mit 22 mm Adapter (ICFK / KOMBI), um das beiliegende COMBIPHON® Sprechventil anzuschließen (Ventilmembran ist mittig am Deckel fixiert und schließt im Ruhezustand das Sprechventil), eine geschlossen mit 15 mm Konnektor (ICU / UNI) zum Anschluß einer künstlichen Nase
- ▶ Easy-Lock 6-Kant Verschluss zur sicheren Befestigung von Innenkanülen und kompatibelem Zubehör - ohne Drehen
- ▶ Außenkanüle (AK) gesiebt
- ▶ Zwei Längenvarianten: standard und XL
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Kundenspezifische Ausführungen möglich (Länge, Siebung, Biegung)
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®) und ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

DURAVENT® UNI-KOMBI LINGO-PHON, Größe 5-13



REF 21072

1 ICU + 1 ICFK + 1 COMBIPHON®

DURAVENT® UNI-KOMBI LINGO-PHON XL, Größe 5-13



REF 21272

1 ICU + 1 ICFK + 1 COMBIPHON®

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

Rx only

CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm A-Kanüle	I.D. mm I-Kanüle	Länge mm standard	Länge mm extra-lang (XL)
5	8,4	6,6	5,4	4,3	55	95
6	9,4	7,8	6,2	4,9	60	95
7	10,2	8,8	7,0	5,5	65	100
8	11,2	9,8	8,0	6,5	70	105
9	12,4	11,2	9,0	7,5	75	105
10	13,4	12,2	10,0	8,5	85	110
11	14,4	13,2	11,0	9,5	87	115
12	15,4	14,2	12,0	10,2	90	120
13	16,6	15,2	13,0	11,2	90	125

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen
A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle