

DURATWIX® UNI-VARIO LINGO

1 ICV + 1 ICFU

- ▶ Trachealkanüle mit zwei Innenkanülen, beide mit 15 mm Konnektor, eine mit 15 mm Drehkonnektor (ICV), die andere gesiebt (ICFU)
- ▶ Weiches ROTATWIX® Kanülenschild, drehbar um 360° - ermöglicht weitgehende Halsmobilität
- ▶ Mit ASPILO® Siebung - dachziegelartige, horizontale Siebung
- ▶ Medizinisches PU, weich, atraumatisch, thermosensibel
- ▶ Modulares Konzept: 6 verschiedene Typen von Innenkanülen
- ▶ Set beinhaltet ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®), einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ Größe 7-10 in 2 Längen verfügbar
- ▶ Farbcodierung
Innenkanüle: gefenstert/ungefenstert, standard Länge/kurz
Kanülenschild Außenkanüle: gesiebt/ungesiebt



SHORT

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Rx only
ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Bestellhinweis:

DURATWIX® UNI-VARIO LINGO 1 ICV + 1 ICFU, Größe 6-10



REF 19261

DURATWIX® UNI-VARIO LINGO short 1 ICV + 1 ICFU, Größe 7-10



REF 19262

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm standard	REF standard	Länge mm kurz	REF kurz
6	11,9	10,3	6,0	82,0	19261-06	-	-
7	11,9	10,8	7,0	82,0	19261-07	72,0	19262-07
8	12,5	11,4	8,0	85,0	19261-08	75,0	19262-08
9	13,7	12,5	9,0	88,0	19261-09	78,0	19262-09
10	15,0	13,8	10,0	91,0	19261-10	81,0	19262-10

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen