

FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE

REF 48001-01



REF 48001-02



REF 48001-03



- ▶ Decannulatiepleister voor de ontwenning van een tracheacanule bij tracheotomiepatiënten
- ▶ Perfecte pasvorm voor het afdekken van de tracheostoma
- ▶ Door het grote oppervlak en de cuff wordt de tracheostoma veilig afgesloten en wordt ontsnappen van lucht tijdens het spreken voorkomen
- ▶ Ademend, dun materiaal, voor optimaal draagcomfort en beste hechteigenschappen
- ▶ In wit verkrijgbaar in drie verschillende varianten:
 - LARGE: 200 mm x 155 mm
 - SMALL: 165 mm x 135 mm
 - OVAL: 140 mm x 100 mm
- ▶ De FAHL® DECANNULATION TAPE mag uitsluitend worden gebruikt bij tracheotomiepatiënten, voor laryngectomiepatiënten geldt een contra-indicatie!

LEVERINGSOMVANG

- ▶ Spuit (vol. 20 ml)
- ▶ Gebruiksaanwijzing

FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBEL

REF 48001

5 x Decannulatiepleister met cuff, wit

Vermeld bij bestelling de maat achter het artikelnummer!

Product	VE	REF
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, LARGE	5	48001-01
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, SMALL	5	48001-02
FAHL® DECANNULATION TAPE FLEXIBLE, OVAL	5	48001-03

