



TRACHLINE® UNI CUFF

1 IC + 2 ICU

- ▶ Trachealkanüle mit CUFF für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 29 Tagen
- ▶ Aus thermosensiblen, medizinischen Kunststoffen
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Bajonettverschlüsse ermöglichen eine einfache, sichere Befestigung der Innenkanüle und des Zubehörs
- ▶ Set besteht aus einer Innenkanüle (IC), zwei Innenkanülen mit 15 mm Konnektor (ICU), einem 15 mm Konnektor (UNI), einer Hustenkappe, einem Sicherungsring, einem verstellbaren Kanülentrageband, einem Obturator sowie einem Kanülenpass



Bestellhinweis:

TRACHLINE® UNI CUFF 1 IC + 2 ICU Größe 5-10



REF 13800

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	I.D. A.K. mm	I.D. I.K. mm	Winkel ca.	Cuff (Ø) mm	Länge mm
5	10,6	6.5	5.0	115°	18	62
6	11,7	7.5	6.0	110°	22	70
7	12,8	8.5	7.0	105°	22	72
8	13,8	9.5	8.0	100°	26	80
9	14,8	10.5	9.0	95°	30	82
10	15,8	11.5	10.0	90°	32	84

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A.K. = Außenkanüle · I.K. = Innenkanüle · Länge = Länge über Mittelbogen