

DURATWIX® UNI-VARIO CUFF

1 ICU + 1 ICV

- ▶ Trachealkanüle mit zwei Innenkanülen, beide mit 15 mm Konnektor, eine mit 15 mm Drehkonnektor (ICV), um Zug- und Drehkräfte abzapfen
- ▶ Weiches ROTATWIX® Kanülenschild, drehbar um 360° - ermöglicht weitgehende Halsmobilität
- ▶ Medizinisches PU, weich, atraumatisch, thermosensibel
- ▶ MUCOPROTECT® Cuff: sehr dünne Wandung für eine gute Abdichtung und Reduzierung der Kontaktfläche mit der Trachealschleimhaut, um Druckstellen zu reduzieren
- ▶ Modulares Konzept: 6 verschiedene Typen von Innenkanülen
- ▶ Das Set beinhaltet ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®), einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ Größe 7-10 in 2 Längen verfügbar
- ▶ Farbcodierung
Innenkanüle: gefenstert/ungefenstert, standard Länge/kurz
Kanülenschild Außenkanüle: gesiebt/ungesiebt



SHORT

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Rx only
ACHTUNG:
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

Bestellhinweis:

DURATWIX® UNI-VARIO CUFF 1 ICU + 1 ICV, Größe 6-10

DURATWIX® UNI-VARIO CUFF short 1 ICU + 1 ICV, Größe 7-10

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!



REF 19611

REF 19612

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm standard	REF standard	Länge mm kurz	REF kurz
6	11,9	10,3	6,0	82,0	19611-06	-	-
7	11,9	10,8	7,0	82,0	19611-07	72,0	19612-07
8	12,5	11,4	8,0	85,0	19611-08	75,0	19612-08
9	13,7	12,5	9,0	88,0	19611-09	78,0	19612-09
10	15,0	13,8	10,0	91,0	19611-10	81,0	19612-10

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen