

- ▶ HME Filter
- ▶ Filtert die Atemluft und mindert dadurch das Eindringen von Partikeln in die Atemwege des Patienten
- ▶ Vermindert die Bildung zäher Sekrete in der Lunge
- ▶ Speichert Feuchtigkeit und Wärme der ausgeatmeten Luft im Filtermedium und gibt diese bei Einatmung wieder an die eingeatmete Luft ab
- ▶ 15-mm Standardkonnektor passt auf alle Trachealkanülen mit 15-mm Konnektor (UNI)
- ▶ Zwei Papierfilter in ein Gehäuse integriert
- ▶ Flaches Profil
- ▶ Adapter mit Sauerstoffanschlußschlauch steht als separates Zubehörteil zur Verfügung
- ▶ Einzeln verpackt (Peel-Pack)



Bestellinformationen:

HUMIDOFIX®, steril, Packung mit 30 Stück

REF 46440

Adapter zum Sauerstoffanschluß für HUMIDOFIX®, steril, Packung mit 10 Stück

REF 46441