






# LARYVOX® HANDS-FREE VALVE LOW RESISTANCE / LARYVOX® HANDS-FREE VALVE KOMBI HME LOW RESISTANCE

- ▶ Transparent, geringes Gewicht
- ▶ Verstellbare Silikonmembran für das fingerfreie Sprechen (für laryngektomierte Patienten mit Stimmprothese)
- ▶ Sehr flexible, dünne Silikonmembran für geringen Anblasdruck
- ▶ Passen für 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ LARYVOX® Hands-Free Valve Low Resistance mit Bügel, zur manuellen Feinabstimmung der Membraneinstellung und als Abstandshalter für Textilien
- ▶ LARYVOX® Hands-Free Valve Kombi HME Low Resistance mit integriertem Kombi-Adapter zur Aufnahme von allen Filterkassetten mit einem 22-mm Anschluss wie z.B. LARYVOX® HME oder HUMIDOTWIN®
- ▶ Einzeln verpackt



## Bestellhinweis:

**LARYVOX® Hands-Free Valve Low Resistance**

**REF 21984**

**LARYVOX® Hands-Free Valve Kombi HME Low Resistance**

**REF 21982**



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung