

LARYVOX® UNIEK ULTRA LOW RESISTANCE

steriel

REF 25010



REF 25020



REF 25925



REF 25800 (optional)



- ▶ Er kan worden gekozen uit 8 lengtemate (5 - 11 mm / 13 mm) en 2 diameters (21 Fr. en 24 Fr.)
- ▶ Gemaakt van medisch siliconen en radiopaak bariumsulfaat, voor een duidelijke visualisatie in geval van aspiratie/ingestie
- ▶ De stemprothese LARYVOX® UNIEK U.L.R. is geschikt voor MRI-onderzoeken
- ▶ Plaatsing is anterograde mogelijk met de LARYVOX® Inserter UNIEK (Art.-nr. 25925)
- ▶ De LARYVOX® UNIEK U.L.R. wordt steriel verpakt geleverd
- ▶ De variant van de 24 Fr. LARYVOX® UNIEK U.L.R. stemprothese is met name geschikt voor gebruik bij patiënten met een verwijd fistel
- ▶ Bij mogelijke transprothetische lekkages biedt de LARYVOX® PLUG (Art.-nr. 25800) een tijdelijke oplossing
- ▶ Voor een beter begrip kunnen video-tutorials worden bekeken op YouTube, bijvoorbeeld voor reiniging en vervanging

BESTELINFORMATIE

- ▶ Gebruiksaanwijzing, Stemprothese paspoort

LARYVOX® UNIEK**ULTRA LOW RESISTANCE 21 Fr. REF 25010**

1 x Stemprothese
 1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
 1 x LARYVOX® DUO BRUSH

of

LARYVOX® UNIEK**ULTRA LOW RESISTANCE 24 Fr. REF 25020**

1 x Stemprothese
 1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
 1 x LARYVOX® DUO BRUSH

Optioneel verkrijgbaar:

LARYVOX® PLUG REF 25800

Het kiezen van de juiste stemprothese en het vervangen daarvan worden gedaan door de arts.

Grootte	Schachtdiameter Ø mm 21 FR.	Schachtdiameter Ø mm 24 FR.	Lengte mm	REF 21 FR.	REF 24 FR.
05	7,0	8,0	5,0	25010-05	25020-05
06	7,0	8,0	6,0	25010-06	25020-06
07	7,0	8,0	7,0	25010-07	25020-07
08	7,0	8,0	8,0	25010-08	25020-08
09	7,0	8,0	9,0	25010-09	25020-09
10	7,0	8,0	10,0	25010-10	25020-10
11	7,0	8,0	11,0	25010-11	25020-11
13	7,0	8,0	13,0	25010-13	25020-13



Scan om de
video's te
bekijken.



CE 0482