

LARYVOX® TAPE EXTRA FINE

Basisplatte

- ▶ Sehr gute Klebeeigenschaften
- ▶ Transparente und extrem dünne Basisplatte
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Wasserabweisendes Material
- ▶ Umschließt ein großes Hautareal um das Tracheostoma
- ▶ Optimale Anpassungen an die Bewegungen der Halsregion
- ▶ Dezentere optischer Aspekt
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP oder LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Form: rechteckig



Gebrauchsanweisung
beachten



Nicht zur Wiederverwendung



CE-Kennzeichnung

Product made in Germany

Bestellhinweis:

LARYVOX® Tape EXTRA FINE, Packung mit 15 Stück

REF 48400