

- ▶ Der robuste NEBUFIRST® ist dank seiner umfangreichen Ausstattung das Standardgerät für eine wirkungsvolle Inhalation für den täglichen Einsatz
- ▶ Das pflegeleichte, handliche Design erlaubt es, den NEBUFIRST® einfach zu nutzen und zu reinigen
- ▶ Das leistungsstarke Aggregat des NEBUFIRST® ermöglicht eine optimale Inhalation
- ▶ Ein beleuchteter Ein-/Ausschalter signalisiert zuverlässig den Betrieb
- ▶ Der ergonomische Griff, der zentral angeordnete Luftanschluss sowie der einfach (ohne Werkzeug) wechselbare Luftfilter, machen die Nutzung angenehm komfortabel
- ▶ Durch das handliche, abgerundete Design ist der Inhalator nicht nur formschön, er lässt sich auch sehr einfach reinigen
- ▶ Mit Hilfe des Verneblers sind zwei Anwendungen möglich: die Dauerinhalation und die temporäre Inhalation
- ▶ Der Atemwiderstand kann durch aufstecken des mitgelieferten Atemtrainers auf das Ausatemventil am oberen Teil des Verneblers erhöht werden



## Technische Daten

Elektrischer Anschluss	AC 230 V, 50 Hz
Ausgangsstrom	0,8 A
Maximale Einfüllmenge	6 ml
Tröpfchengröße Aerosol	0,5 bis 10 µm
Tröpfchengröße nach MMAD	Kleiner als 4 µm
Betriebsgeräusch	Zirka 60 dBA
Verneblerleistung	>0,5ml/min bei Dauerinhalation (Sperrvorrichtung gedrückt oder festgestellt).
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Kompressor Druckbereich	30 bis 36 Psi (2.1 bis 2.5 bar)
Kompressor Arbeitsdruck	8 bis 16 Psi (0.5 bis 1.0 bar)
Luftstrom	6 ~ 8 l/min
Betriebstemperatur	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	10 bis 95% RH
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit Lager	10 bis 95 % RH
Gehäuseabmessungen	196 x 170 x 107 mm (7,7" x 6,6" x 4,2")
Gewicht	1,5 kg (3,3 Lbs)

## Technische Daten

Optionales Zubehör	Halsmaske für Tracheotomierte (LARYVOX® Mask)
Gerätekategorie	Typ B
Schutzklasse	II
Betriebsdauer	Kurzzeitbetrieb max. 30 Minuten

## Lieferumfang NEBUFIRST®

1	Netzanschlussleitung
1	Vernebler
1	Luftschlauch
1	Mundstück
1	Nasenstück
5	Luftfilter
1	Inhaliermaske Erwachsene
1	Inhaliermaske Kinder
1	Tasche
1	Atemtrainer
1	Adapter



Gebrauchsanweisung beachten



Gerät der Schutzklasse II



Anwendungsteil Typ BF



Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften, welche für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten bestehen.



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle



IP-Klassifizierung

## Bestellhinweis:

**NEBUFIRST®**

**Luftschlauch**

**Luftfilter** Packung mit 10 Stück

**REF 50000**

**REF 50000-01**

**REF 50000-07**