


FALL

CARTELLA COLORI PER

LARYVOX® MY EXTRA HME



DATE COLORE ALLA VOSTRA VITA -

IL VOSTRO FILTRO HME PERSONALIZZATO

PREMESSA

DATE COLORE ALLA VOSTRA VITA CON IL NUOVO FILTRO LARYVOX® MY EXTRA HME

Avete subito una laringectomia e portate abitualmente un filtro HME? Siete arditì e non coprite il vostro tracheostoma? Il nuovo filtro LARYVOX® MY EXTRA HME è certamente la soluzione giusta per tutti i pazienti laringectomizzati sicuri di sé! Provate il nostro filtro MY EXTRA HME dai colori vivaci.

Le specifiche del prodotto e le caratteristiche di filtrazione sono identiche a quelle del classico filtro LARYVOX® EXTRA HME. L'unica differenza è il colore.

FILTRARE - RISCALDARE - UMIDIFICARE

Per compensare la perdita della respirazione nasale viene raccomandato l'uso regolare di filtri HME. Questo filtro consente lo scambio di calore e umidità e filtra l'aria respirata per evitare che aria troppo secca, polvere o sostanze nocive contenute nell'aria respirata irritino le vie respiratorie. Dopo l'intervento, i pazienti tracheotomizzati/laringectomizzati soffrono spesso di iperproduzione di muco e tosse frequente. Questi sintomi possono pregiudicare la respirazione e la riabilitazione vocale. L'uso regolare di cassette con filtro HME mitiga i sintomi riducendo i secreti densi nelle vie respiratorie e aumenta la qualità della vita.

La cassetta con filtro è un prodotto monouso e deve essere sostituita al massimo dopo 24 ore. LARYVOX® MY EXTRA HME può essere portato sia durante il giorno sia durante la notte.

SEMPLICE OPZIONE DI FONAZIONE PER I PORTATORI DI VALVOLA SHUNT

Il filtro LARYVOX® MY EXTRA HME consente un'opzione di fonazione facile da usare per i portatori di valvola shunt. L'incavo arrotondato nel coperchio del filtro LARYVOX® MY EXTRA HME semplifica ulteriormente la chiusura mirata del tracheostoma e rende ben avvertibile al tatto il posizionamento ottimale del dito. Con una lieve pressione del dito sul coperchio del filtro HME, il paziente può creare una perfetta chiusura del tracheostoma, ad es. per parlare. L'utilizzo di questa funzione è garantito anche se sono presenti abiti sopra il filtro.

IL FILTRO PER LE VOSTRE ESIGENZE

Il filtro LARYVOX® MY EXTRA HME può essere selezionato tra quattro diverse varianti in base alle attività e ai requisiti personali del paziente:

- Normal** ▶ resistenza respiratoria normale in presenza di sforzo fisico normale
- Medium** ▶ resistenza respiratoria moderata in presenza di attività fisica
- HighFlow** ▶ resistenza respiratoria ridotta in presenza di sforzo fisico elevato
- Sport** ▶ resistenza respiratoria molto ridotta in particolare in caso di attività sportiva



MONTAGGIO

SEMPLICE UTILIZZO

I fori di respirazione laterali consentono un flusso d'aria per lo più indisturbato, anche nel caso in cui il filtro sia coperto da abiti oppure da una protezione tracheostomica supplementare, e assicurano quindi una facile respirazione. La cassetta con filtro HME può essere fissata su tutte le piastre base tradizionali (ad es. LARYVOX® Tape) o sulle cannule in silicone per pazienti laringectomizzati (ad es. LARYNGOTEC®) con adattatore da 22 mm (KOMBI). Una piega preformata per il dito sull'alloggiamento consente una facile manipolazione e una rapida rimozione della cassetta con filtro LARYVOX® MY EXTRA HME dall'anello di bloccaggio e agevola quindi l'espettorazione e la cura del tracheostoma.

ASSENZA DI SPIACEVOLI RUMORI ACCESSORI

Il coperchio e l'alloggiamento del filtro HME sono abbinati in maniera ottimale grazie a uno speciale meccanismo di chiusura. Il filtro HME può essere quindi sigillato perfettamente a tenuta, evitando perdite d'aria indesiderate dai lati del filtro HME. Si evitano spiacevoli rumori accessori.

IL VOSTRO DESIGN PERSONALE

Ora potete comporre il vostro filtro MY EXTRA HME personalizzato. Come prima cosa, scegliete il tipo di filtro: Normal, Medium, High-Flow o Sport. Successivamente, potete decidere il colore dell'alloggiamento e del tasto di fonazione (coperchio) e combinare i colori tra loro.

Potete scegliere tra oltre 23 diversi colori e oltre 500 diverse combinazioni cromatiche. I colori del coperchio e dell'alloggiamento possono essere combinati tra loro a piacere. Potete così decidere quale filtro HME si abbina meglio al vostro abbigliamento di ogni giorno.

ABBIAMO SUSCITATO IL VOSTRO INTERESSE?

In questo caso visitate il nostro sito www.fahl.de e scoprite la varietà di colori del filtro

LARYVOX® MY EXTRA HME. I responsabili competenti del servizio clienti interno ed esterno della nostra azienda saranno lieti di aiutarvi a comporre il vostro filtro HME personalizzato! **Contattateci!**

ECCO COME POTETE COMPORRE IL VOSTRO FILTRO HME PERSONALIZZATO

1. Scegliere il filtro LARYVOX® MY EXTRA HME:


- Normal (Articolo n. 49860-)
- Medium (Articolo n. 49862-)
- HighFlow (Articolo n. 49861-)
- Sport (Articolo n. 49863-)

2. Scegliere il colore dell'alloggiamento: ad es. argento (codice colore 99)

3. Scegliere il colore del coperchio/tasto: ad es. turchese (codice colore 65)














Esempio:

- ① Filtro: HighFlow Articolo n. **49861-**
- ② Colore alloggiamento: argento **-99**
- ③ Colore coperchio: turchese **-65**
▶ **Articolo n. 49861-9965**













LARYVOX® MY EXTRA HME
Articolo n. 49861-9965

TONALITÀ CROMATICHE

 10	 98	 80	 20	 30
Giallo	Oro	Marrone	Arancione	Rosso
 45	 50	 55	 65	 60
Lilla	Blu scuro	Blu	Turchese	Verde
 95	 99	 90		
Nero	Argento	Bianco		

TONALITÀ NATURALI

 70	 71	 72	 73	 74
Tonalità classica	Vaniglia	Beige delicato	Beige naturale	Beige dorato
 75	 76	 77	 78	 79
Sabbia	Crema	Miele	Caramello	Marrone brunastro



7010
Tonalità classica/
Giallo



7098
Tonalità classica/Oro



7080
Tonalità classica/
Marrone



7020
Tonalità classica/
Arancione



7030
Tonalità classica/
Rosso



7045
Tonalità classica/Lilla



7055
Tonalità classica/Blu



7065
Tonalità classica/
Turchese



7060
Tonalità classica/Verde



7095
Tonalità classica/Nero



7099
Tonalità classica/
Argento



7090
Tonalità classica/
Bianco



1010
Giallo/Giallo



1030
Giallo/Rosso



1050
Giallo/Blu scuro



1060
Giallo/Verde



1095
Giallo/Nero



1090
Giallo/Bianco



9898
Oro/Oro



9899
Oro/Argento



9890
Oro/Bianco



8080
Marrone/Marrone



8090
Marrone/Bianco



2020
Arancione/Arancione



2090
Arancione/Bianco



3010
Rosso/Giallo



3030
Rosso/Rosso



3095
Rosso/Nero



3099
Rosso/Argento



3090
Rosso/Bianco



4545
Lilla/Lilla



4595
Lilla/Nero



4599
Lilla/Argento



4590
Lilla/Bianco



5010
Blu scuro/Giallo



5050
Blu scuro/Blu scuro



5090
Blu scuro/Bianco



5555
Blu/Blu



5560
Blu/Verde



5595
Blu/Nero

ESEMPI DI COMBINAZIONI CROMATICHE

LARYVOX® MY EXTRA HME



5599
Blu/Argento



5590
Blu/Bianco



6565
Turchese/Turchese



6599
Turchese/Argento



6590
Turchese/Bianco



6010
Verde/Giallo



6060
Verde/Verde



6090
Verde/Bianco



9510
Nero/Giallo



9598
Nero/Oro



9530
Nero/Rosso



9545
Nero/Lilla



9555
Nero/Blu



9565
Nero/Turchese



9560
Nero/Verde



9595
Nero/Nero



9599
Nero/Argento



9590
Nero/Bianco



9910
Argento/Giallo



9998
Argento/Oro



9945
Argento/Lilla



9955
Argento/Blu



9965
Argento/Turchese



9995
Argento/Nero



9999
Argento/Argento



9990
Argento/Bianco



9010
Bianco/Giallo



9098
Bianco/Oro



9080
Bianco/Marrone



9020
Bianco/Arancione



9030
Bianco/Rosso



9045
Bianco/Lilla



9050
Bianco/Blu scuro



9055
Bianco/Blu



9065
Bianco/Turchese



9060
Bianco/Verde



9095
Bianco/Nero



9099
Bianco/Argento




9090
Bianco/Bianco



INDICAZIONE PER L'ORDINAZIONE:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME | Confezione da 5 pezzi | Articolo n. 49860-xxxx |
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME MEDIUM | Confezione da 5 pezzi | Articolo n. 49862-xxxx |
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME HIGHFLOW | Confezione da 5 pezzi | Articolo n. 49861-xxxx |
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME SPORT | Confezione da 5 pezzi | Articolo n. 49863-xxxx |

In fase d'ordine inserire il codice colore dopo il numero dell'articolo (Articolo n.)!



Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a
51149 Colonia - Germania
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100
mail info@fahl.de
www.fahl.de

Filiale di Berlino
Am Borsigturm 62
13507 Berlino - Germania
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35

Filiale di Monaco di Baviera
Aurbacher Straße 2
81541 Monaco - Germania
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20

Filiale Austria
Triester Straße 14 / Bürohaus 2
2351 Wiener Neudorf - Austria
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14

Filiale Svizzera
Cherstrasse 4
8152 Glattbrugg - Svizzera
Phone +41 (0) 44829360
Fax +41 (0) 48293061