


TRACHEOTEC® SILC VARIO CUFF

- ▶ Trachealkanüle mit Hochdruckmanschette (CUFF)
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (VARIO) um Zug- und Drehkräfte abzapfend, wie sie durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Die Hochdruckmanschette (CUFF) ist nicht vorgeformt und liegt im entspannten Zustand eng an der Kanüle an, was eine einfache und atraumatische Einführung der Kanüle ermöglicht
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen in der Trachea vorzubeugen
- ▶ Das Ballonventil ist farbcodiert und je nach Kanülengröße unterschiedlich (s. Tabelle unten)
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass



Bestellhinweis:

TRACHEOTEC® SILC VARIO CUFF, Größe 6-9

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!



REF 18850

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	Länge mm	Farbcode Ballonventil	REF
5,0	7,3	7,3	59	violett	18850-05
6,0	8,7	8,7	70	rot	18850-06
7,0	10,0	10,0	75	grün	18850-07
8,0	11,0	11,0	81	blau	18850-08
9,0	12,3	12,3	92	weiß	18850-09

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen