


## NECKFIX®

REF 32620



REF 32610



REF 32612



REF 32622



- ▶ Kanülenstrageband
  - "K" Varianten: mit Klettverschluss - weiß
  - "Blue K" Varianten: mit Klettverschluss - blau
  - "Blue PED K" Varianten: mit Klettverschluss, für Kinder - blau
  - "Beige K PED" Variante: mit Klettverschluss, für Kinder - beige
  - "Beige K" Variante: mit Klettverschluss - beige
  - "Beige K XL" Variante: mit Klettverschluss - beige
- ▶ Ermöglicht die sichere Fixierung von Trachealkanülen
- ▶ Besteht aus einem Schaumstoffband, das mit einem weichen Vliesstoff umhüllt ist.
- ▶ Ergonomischer Tragekomfort für die tägliche Nutzung
- ▶ Schlankes Design
- ▶ Einzeln verpackt

## LIEFERUMFANG

▶ Gebrauchsanweisung	
<b>NECKFIX® K</b> 1 x Kanülenstrageband	<b>REF 32620</b>
oder	
<b>NECKFIX® Blue K</b> 1 x Kanülenstrageband	<b>REF 3261x</b>
oder	
<b>NECKFIX® Beige K</b> 1 x Kanülenstrageband	<b>REF 3262x</b>

Produkt	Länge	Breite	REF
<b>NECKFIX® K</b>	45 cm	3,5 cm	<b>32620</b>
<b>NECKFIX® Blue K</b>	45 cm	3,5 cm	<b>32610</b>
<b>NECKFIX® Blue PED K</b>	34 cm		<b>32612</b>
<b>NECKFIX® Beige K PED</b>	34 cm		<b>32621</b>
<b>NECKFIX® Beige K</b>	46 cm		<b>32622</b>
<b>NECKFIX® Beige K XL</b>	50 cm		<b>32623</b>

