

# OPTISWAB® SET PURE / OPTISWAB® SET PURE XL

REF 31025



REF 31030



- ▶ Les deux sets de nettoyage de canules trachéales contiennent :
  - Boîte de nettoyage **OPTIBRUSH® CONT XL** (800 ml) (REF 31300) à large diamètre pour le nettoyage des canules trachéales. La boîte de nettoyage contient un panier amovible qui permet d'agiter les canules dans la solution.
  - **OPTICIT®** désinfectant liquide (concentré / 250 ml) (REF 31180) : à base de glutardialdéhyde, un principe actif désinfectant éprouvé pour la désinfection des produits médicaux. Extrêmement efficace contre les endospores, de nombreux micro-organismes et virus, y compris SARM, VHB/VIH/VHC). Facile à utiliser en le diluant avec de l'eau pour créer une solution prête à l'emploi.

- ▶ **OPTISWAB® SET LARGE (REF 31025):**
  - Écouvillon **OPTIBRUSH® SWAB (REF 31910)** pour le nettoyage en douceur de canules trachéales. Écouvillon de plastique flexible avec embout absorbant en mousse de polyuréthane. Pas d'effilochage ni de fibres. Le risque d'irritations trachéales est ainsi réduit. Convient particulièrement aux canules trachéales en plastique souple et sensible, notamment aux canules pour enfant.
- ▶ **OPTISWAB® SET XL (REF 31320):**
  - Écouvillon **OPTIBRUSH® SWAB XL (REF 31920)** pour le nettoyage en douceur de canules trachéales. Écouvillon de plastique flexible avec embout absorbant en mousse de polyuréthane. Pas d'effilochage ni de fibres. Le risque d'irritations trachéales est ainsi réduit. Convient particulièrement aux canules trachéales en plastique souple et sensible.

## CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

### OPTISWAB® SET PURE REF 31025

- 1 x OPTIBRUSH® CONT XL boîte de nettoyage
- 1 x OPTICIT® désinfectant concentré
- 4 x OPTIBRUSH® SWAB écouvillon de nettoyage

OU

### OPTISWAB® SET PURE XL REF 31030

- 1 x OPTIBRUSH® CONT XL boîte de nettoyage
- 1 x OPTICIT® désinfectant concentré
- 4 x OPTIBRUSH® SWAB XL écouvillon de nettoyage

Tous les composants du set sont également disponibles séparément.

### Produit

OPTISWAB® SET PURE

### REF

31025

OPTISWAB® SET PURE XL

31030