

SILVERVENT® LINGO-PHON

1 ICF



REF 20000

- ▶ Trachealkanüle aus Sterlingsilber (92,5 % reines Silber) für den Langzeitgebrauch
- ▶ Mit einer gefensterten Innenkanüle mit Silbersprechventil (ICF)
- ▶ Sehr dünne Wandung
- ▶ Außenkanüle gesiebt (LINGO)
- ▶ Breites Größenspektrum: von Größe 0 bis 13
- ▶ Anfertigungen nach Kundenwunsch möglich (Länge, Siebung, Fensterung)

Zubehör wie HME Filter, Sprechventile, Basisplatten, Trachealkompressen, Tracheostomaschutz sowie Hilfsmittel zur Trachealabsaugung sind auf der Web-Seite www.fahl.com detailliert beschrieben.

LIEFERUMFANG

- ▶ Kanülentrageband und einen Kanülenpass
- ▶ Gebrauchsanweisung

SILVERVENT® LINGO-PHON 1 ICF REF 20000

1 x Trachealkanüle, gesiebt

1 x gefensterte Innenkanüle mit Sprechventil (ICF)

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!




LINGO



PHON

TECHNISCHE ZEICHNUNG



CE 0482

Größe	AD1 Schild	AD2 Spitze	ID1 AK	ID2 IC	L1 AB	L2 MB	Ø BW	REF
00	6,1	4,5	3,7	2,6	50,0	45,0	90°	20000-00
01	6,4	5,0	4,2	3,1	50,0	45,0	90°	20000-01
02	6,8	5,7	4,9	3,8	50,0	45,0	90°	20000-02
03	7,5	6,4	5,6	4,6	55,0	49,0	90°	20000-03
04	8,2	7,0	6,2	5,2	55,0	49,0	90°	20000-04
05	9,1	7,7	6,9	5,9	60,0	53,0	90°	20000-05
06	9,8	8,4	7,6	6,5	60,0	53,0	90°	20000-06
07	10,9	9,0	8,2	7,1	65,0	58,0	90°	20000-07
08	11,6	9,7	8,9	7,7	70,0	60,0	90°	20000-08
09	12,3	10,4	9,6	8,7	75,0	65,0	90°	20000-09
10	13,2	11,0	10,2	9,3	80,0	68,0	90°	20000-10
11	13,8	11,7	10,9	10,0	90,0	77,0	90°	20000-11
12	14,6	12,4	11,6	10,6	90,0	77,0	90°	20000-12
13	15,0	13,0	12,2	11,3	90,0	77,0	90°	20000-13

Alle Angaben in mm | AD1 = Außendurchmesser Kanülenschild | AD2 = Außendurchmesser Kanülenspitze | ID1 = Innendurchmesser Kanülenspitze der Außenkanüle | ID2 = Innendurchmesser Kanülenspitze der Innenkanüle | L1 AB = Länge über den Außenbogen | L2 MB = Länge über Mittelbogen | Ø-CD = CUFF-Durchmesser | Ø-BW = Biegewinkel | IC = Innenkanüle | AK = Außenkanüle

PIKTOGRAMME



UNI

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Außenkanüle 15 mm-Konnektor (UNI)

Outer cannula including 15 mm-connector (UNI)
 Canule externe avec connecteur 15 mm (UNI)
 Buitencanule inclusief 15 mm-connector (UNI)
 Cánula externa con conector de 15 mm (UNI)
 Ytterkanyl inklusive 15 mm anslutning (UNI)



VARIO

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Außenkanüle 15 mm-Drehkonnektor (VARIO)

Outer cannula including 15 mm-swivel connector (VARIO)
 Canule externe avec connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
 Buitencanule inclusief 15 mm-swivel-connector (VARIO)
 Cánula externa con conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
 Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Innenkanüle mit 22 mm-Konnektor (KOMBI)

Inner cannula with 22 mm-connector (KOMBI)
 Canule interne avec connecteur 22 mm (KOMBI)
 Binnencanule met 22 mm-connector (KOMBI)
 Cánula interna con conector de 22 mm (KOMBI)
 Innerkanyl med 22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Mehrere kleine Löcher in einer bestimmten Anordnung, das sogenannte „Sieb“ (LINGO)

Several small holes in a specific arrangement in the center of the tube, is referred to as „sieve“ (LINGO)
 Plusieurs petits trous disposés d'une certaine manière et appelés « perforations » (LINGO)
 Meerdere kleine zeef-gaatjes in een specifieke rangschikking in het midden van de buitencanule, de zogenoemde `zeef` (LINGO)
 Perforaciones de pequeño tamaño con una disposición específica en el centro del tubo; fenestración en tamiz (LINGO)
 Flera små hål i en specifik ordning, ett så kallad sil (LINGO)




PHON

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Sprechventil (PHON)

Speaking valve (PHON)
 Valve de phonation (PHON)
 Spreekventiel (PHON)
 Válvula fonatoria (PHON)
 Talventil (PHON)



CUFF

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Mit CUFF

With CUFF
 Avec ballonnet (CUFF)
 Met CUFF
 Con balón (CUFF)
 Med CUFF



SUCTION

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)

With suction line (SUCTION)
 Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
 Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secret boven de cuff
 Con línea de succión (SUCTION)
 Med sugslang (SUCTION)

O₂

DE
EN
FR
NL
ES
SV

Mit einem O₂-Anschluss

With oxygen support
 Avec raccord O₂
 Met zuurstofaansluiting (O₂-support)
 Con puerto de oxígeno
 Med O₂-anslutning