




## FAHL® MULTI PLUG

### Dekanülierungsstopfen



CE

- ▶ Der FAHL® MULTI PLUG dient dem Verschluss einer Trachealkanüle/Basisplatte und ermöglicht eine sichere Dekanülierung
- ▶ Nach einer Tracheotomie ist eine schrittweise Wiedergewöhnung an die Atmung über den physiologischen Atemweg durch temporären Tracheostomaverschluss notwendig
- ▶ Während der Anwendung erfolgt die Ein- und Ausatmung des Patienten ausschließlich über den Nasen-Rachenraum
- ▶ Eine Dekanülierung kann durchgeführt werden, wenn die primäre Ursache für die Tracheostomaanlage nicht mehr vorliegt, d.h. bei tracheotomierten Patienten mit teilweise, bzw. vollständig erhaltenem Kehlkopf
- ▶ Der FAHL® MULTI PLUG verfügt über einen Steg für eine einfachere Handhabbarkeit beim Einsetzen/Entfernen
- ▶ Eine, in dem Steg integrierte Öffnung ermöglicht die Befestigung eines Bandes zum Schutz vor Verlust, wie z.B. im Falle eines Hustenstoßes
- ▶ Der FAHL® MULTI PLUG ist kompatibel zu allen üblichen 22 mm-Aufnahmesystemen, z.B. LARYVOX® Tape Basisplatte und 15 mm-Aufnahmesystemen, z.B. SPIRAFLEX® UNI
- ▶ Der FAHL® MULTI PLUG kann nicht in Verbindung mit TRACHEOTEC®, TRACHEOTEC PRO®/ SILC und TRACHEOSILC® verwendet werden



#### Bestellhinweis:

FAHL® MULTI PLUG

REF 49812