

TRACHEOSILC® VARIO CUFF



CE 0482

- ▶ Trachealkanüle mit Niederdruckmanschette (CUFF)
- ▶ Auch ohne Niederdruckmanschette (REF 18820) oder mit CUFF und subglottischer Absaugung erhältlich (REF 18840, s. separate Datenblätter)
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Klarer und durchsichtiger Kanülenschaft für eine einfache Handhabung bei der Reinigung
- ▶ Mit 15 mm-Drehkonnektor (VARIO) um Zug- und Drehkräfte abzupuffern, die durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen in der Trachea vorzubeugen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass

Bestellhinweis:

TRACHEOSILC® VARIO CUFF

Größe 5-9,5



REF 18830

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	Länge mm	REF
5,0	7,3	7,3	57	18830-05
6,0	8,7	8,7	63	18830-06
7,0	10,0	10,0	71	18830-07
7,5	10,7	10,7	73	18830-075
8,0	11,0	11,0	75	18830-08
8,5	11,7	11,7	78	18830-085
9,0	12,3	12,3	80	18830-09
9,5	13,3	13,3	83	18830-095

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A-Kanüle = Außenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen