


# TRACHLINE® UNI LINGO-PHON CUFF 1 ICS + 1 ICU + 1 ICSU + SV

- ▶ Canule trachéale avec ballonnet pour un usage prolongé, durée d'utilisation : jusqu'à 29 jours maximum
- ▶ En matières plastiques thermosensibles de qualité médicale
- ▶ Matériau souple, flexible et léger
- ▶ Design transparent et discret
- ▶ Pointe de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse
- ▶ Les fermetures à baïonnette permettent une fixation sûre et aisée de la canule interne et des accessoires
- ▶ Set composé d'une canule interne tamisée (ICS), d'une canule interne tamisée avec raccord de 15 mm (ICSU), d'une canule interne avec raccord de 15 mm (ICU), d'un raccord de 15 mm (UNI), d'un capuchon anti-projections, d'un bouchon, d'un anneau de sécurité, d'une valve de phonation, d'un cordon de canule réglable, d'un obturateur et d'un passeport de canule
- ▶ TRACHLINE® PHON VALVE (valve de phonation) et FAHL® UNI SEAL (bouchon) sont aussi disponibles séparément



## Les informations de commande :

**TRACHLINE® UNI LINGO-PHON CUFF** Taille 5-10  
1 ICS + 1 ICU + 1 ICSU + SV



Réf. 13801

**FAHL® UNI SEAL**

Réf. 13830

**TRACHLINE® PHON VALVE**

Réf. 27141

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. plaque / CE (mm)	D.I. pointe / CE (mm)	D.I. pointe / CI (mm)	angle env.	Cuff (Ø) mm	Longueur mm
5	10,6	6.5	5.0	115°	18	62
6	11,7	7.5	6.0	110°	22	70
7	12,8	8.5	7.0	105°	22	72
8	13,8	9.5	8.0	100°	26	80
9	14,8	10.5	9.0	95°	30	82
10	15,8	11.5	10.0	90°	32	84