



TRACHLINE® UNI

1 IC + 2 ICU



- ▶ Canule trachéale pour un usage prolongé, durée d'utilisation : jusqu'à 29 jours maximum
- ▶ En matières plastiques thermosensibles de qualité médicale
- ▶ Matériau souple, flexible et léger
- ▶ Design transparent et discret
- ▶ Pointe de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse
- ▶ Les fermetures à baïonnette permettent une fixation sûre et aisée de la canule interne et des accessoires
- ▶ Set composé d'une canule interne (IC), de deux canules internes avec raccord de 15 mm (ICU), d'un raccord de 15 mm (UNI), d'un capuchon anti-projections, d'un anneau de sécurité, d'un cordon de canule réglable, d'un obturateur et d'un passeport de canule

Les informations de commande :

TRACHLINE® UNI 1 IC + 2 ICU

Taille 5-10



Réf. 13803

Prrière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !

Taille	D.E. plaque / CE (mm)	D.I. pointe / CE (mm)	D.I. pointe / CI (mm)	angle env.	Longueur mm
5	9,1	6,5	5,0	115°	62
6	10,2	7,5	6,0	110°	70
7	11,2	8,5	7,0	105°	72
8	12,2	9,5	8,0	100°	80
9	13,1	10,5	9,0	95°	82
10	14,3	11,5	10,0	90°	84

D.E. plaque = diamètre externe derrière la collerette de canule · D.I. pointe = diamètre interne à la pointe de la canule · CE = canule externe · CI = canule interne · Longueur = Longueur par l'arc central