

LARYVOX® ADHESIVE FOAM DISC


BAGUE DE REMBOURRAGE

- ▶ LARYVOX® Adhesive Foam Disc sont des disques de mousse présentant un orifice circulaire central.
- ▶ Ils présentent sur leur face et leur dos une surface adhésive protégée par un film protecteur.
- ▶ Sert à la compensation des différences de hauteur de peau d'un trachéostome irrégulier et profond et établit ainsi une surface plane destinée à la pose d'une plaque de base
- ▶ En combinaison avec LARYVOX® Tape ou avec un autre adhésif, la surface de contact de l'adhésif est optimisée et permet ainsi une plus longue durée d'utilisation
- ▶ Amélioration la parole grâce à la réduction des pertes d'air indésirables.
- ▶ Les différentes tailles small (RÉF 48460) et large (RÉF 48461) permettent une compensation régulière des différences de hauteur de peau pour chaque patient en vue d'un recouvrement par LARYVOX® Tape.



RÉF 48460

CE




RÉF 48460

CE



RÉF 48461

CE



RÉF 48461

CE

Indication de commande:

LARYVOX® ADHESIVE FOAM DISC small, Boîte de 30 unités.

RÉF 48460

LARYVOX® ADHESIVE FOAM DISC large, Boîte de 30 unités.

RÉF 48461