

LARYNGOTEC® KOMBI / LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer max. 3-6 Monate
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, biegsam, geringes Gewicht
- ▶ Kanülenschild perfekt an die Anatomie des Halses angepasst – mit seitlichen Öffnungen zur Befestigung eines Kanülentragebandes
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Jede Größe in 3 verschiedenen Längen
- ▶ Mit (LARYNGOTEC® KOMBI LINGO REF 14720) oder ohne (LARYNGOTEC® KOMBI REF 14920) Siebung
- ▶ Siebung nach Kundenvorgaben möglich
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülenband (OPTIFLAUSCH®) und ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

LARYNGOTEC® KOMBI, Größe 7-13



REF 14920

LARYNGOTEC® KOMBI LINGO, Größe 7-13



REF 14720

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Spitze mm	A.D. Schild mm	I.D. mm	Länge mm	Länge mittlerer Radius mm	REF	REF LINGO
7	10,2	10,2	7,2	44	38	14920-0744	14720-0744
7	10,2	10,2	7,2	62	54	14920-0762	14720-0762
7	10,2	10,2	7,2	65	56	14920-0765	14720-0765
8	11,2	11,2	8,2	44	38	14920-0844	14720-0844
8	11,2	11,2	8,2	62	54	14920-0862	14720-0862
8	11,2	11,2	8,2	70	61	14920-0870	14720-0870
9	12,4	12,4	9,4	44	36	14920-0944	14720-0944
9	12,4	12,4	9,4	62	55	14920-0962	14720-0962
9	12,4	12,4	9,4	75	65	14920-0975	14720-0975
10	13,4	13,4	10,4	44	36	14920-1044	14720-1044
10	13,4	13,4	10,4	62	55	14920-1062	14720-1062
10	13,4	13,4	10,4	85	75	14920-1085	14720-1085
11	14,4	14,4	11,4	44	36	14920-1144	14720-1144
11	14,4	14,4	11,4	62	55	14920-1162	14720-1162
11	14,4	14,4	11,4	87	76	14920-1187	14720-1187
12	15,4	15,4	12,4	44	36	14920-1244	14720-1244
12	15,4	15,4	12,4	62	55	14920-1262	14720-1262
12	15,4	15,4	12,4	90	77	14920-1290	14720-1290
13	16,6	16,6	13,0	44	37	14920-1344	14720-1344
13	16,6	16,6	13,0	62	55	14920-1362	14720-1362
13	16,6	16,6	13,0	90	77	14920-1390	14720-1390

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze
Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittl. Radius = Länge auf Mittellinie von Flansch bis Spitze