

LARYVOX® EMERGENCY-SET TRACHEOSTOMY

Komplettes Set für die Intensivversorgung

- ▶ 1x LARYVOX® SOS safe-mask
Notfall-Beatmungsmaske für Laryngektomierte
- ▶ 1x LARYVOX® Tracheospreizer
Mit dem LARYVOX® Tracheospreizer kann die Kanüle sicher und schnellstmöglich eingesetzt werden
- ▶ 1x HUMIDOTRACH®
HME Filter mit Sauerstoffanschluss und 15 mm-Standardkonnektor; passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm-Konnektor (UNI)
- ▶ 1x OPTIFLAUSCH® K
Kanülentrageband mit Klettverschluss (K) ermöglicht die sichere Fixierung von Trachealkanülen
- ▶ 2x 2-KAM® SLIT, sterile Komresse
Sterile Zweikammer-Tracheal-Kompressen dient der Aufnahme von Trachealsekreten, sowie der Abpolsterung des Trachealkanülenschildes gegen die Haut
- ▶ 3x OPTIFLUID® Stoma oil towel
Vliestuch, getränkt mit farblosem Neutralöl als Gleitmittel für Trachealkanülen
- ▶ 3x OPTIFAHL® Stoma Cleaning Wipes
Stoma-Reinigungstücher für die Reinigung und Pflege der Hautpartie um das Tracheostoma
- ▶ 1x Sauerstoffschlauch
- ▶ 1x Einmalspritze / 10 ml



Für alle Set-Komponenten stehen einzelne und detaillierte Datenblätter zur Verfügung.

Bestellhinweis:

LARYVOX® EMERGENCY-SET Tracheostomy

REF 48008