



# TRACHLINE® HUMIDOSTOM® MINI

Cassette filtrante

- ▶ Filtre HME (Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ Filtre en polyuréthane poreux
- ▶ Le boîtier en plastique dispose, du côté du patient, d'un raccord à baïonnette, permettant d'établir un raccordement avec une canule trachéale TRACHLINE®
- ▶ Avec raccord pour oxygène
- ▶ Conditionnement individuel sous sachet



**Indication de commande :**

**TRACHLINE® HUMIDOSTOM® MINI**

Boîte de 30 unités

**Réf. 46860**