

# OPTIBRUSH® SET / OPTIBRUSH® SET PLUS

REF 31011



REF 31012



- ▶ Les deux sets de nettoyage de canules trachéales contiennent :
  - D'une boîte de nettoyage OPTIBRUSH® CONT (REF 31200) à large diamètre permettant le nettoyage des canules trachéales classique. La boîte de nettoyage contient un panier amovible qui permet d'agiter les canules dans la solution.
  - D'une poudre de nettoyage OPTIBRUSH® CLEAN (REF 31110) avec dosette pour l'obtention simple et précise d'une solution de nettoyage - à diluer en toute simplicité dans de l'eau tiède. Pour l'élimination soigneuse de résidus adhérents tel que du sang et/ou des sécrétions présentent sur la canule.
- ▶ OPTIBRUSH® SET (RÉF 31011) contient :
  - Les brosses de nettoyage OPTIBRUSH® (RÉF 31850) sont flexibles et affichent une pointe arrondie pour prévenir toute rayure sur les matériaux de canule souple.
- ▶ OPTIBRUSH® SET PLUS (RÉF 31012) contient :
  - Les brosses de nettoyage OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855) sont flexibles et entourées d'une extrémité fibreuse souple, essuyante et absorbante.
- ▶ La taille de la brosse correspond à la taille du set.

## CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

**OPTIBRUSH® SET** **RÉF 31011**  
 1 x boîte de nettoyage OPTIBRUSH® CONT  
 1 x poudre de nettoyage OPTIBRUSH® CLEAN (100 g)  
 4 x écouvillons OPTIBRUSH®

ou

**OPTIBRUSH® SET PLUS** **RÉF 31012**  
 1 x boîte de nettoyage OPTIBRUSH® CONT  
 1 x poudre de nettoyage OPTIBRUSH® CLEAN (100 g)  
 4 x écouvillons OPTIBRUSH® PLUS

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Tous les composants du set sont aussi disponibles séparément.

Produit	Taille	REF
OPTIBRUSH® SET	08	31011-08
OPTIBRUSH® SET	10	31011-10
OPTIBRUSH® SET	12	31011-12
OPTIBRUSH® SET PLUS	08	31012-08
OPTIBRUSH® SET PLUS	10	31012-10
OPTIBRUSH® SET PLUS	12	31012-12