

# SENSOFOAM® PAD PROFESSIONAL

TRACHEAL-KOMPRESSE

- ▶ Die SENSOFOAM®-Kompressen sind mehrschichtig aufgebaut, wobei die hautfarbene atmungsaktive Oberschicht ein Durchweichen der Kompressen verhindert.
- ▶ Das schwammartige Material ist besonders weich und bietet einen angenehmen Tragekomfort.
- ▶ Durch die zusätzlichen, seitlich angebrachten Einstanzungen lässt sich die Kanüle zusammen mit dem SENSOFOAM® PAD Professional mit Hilfe eines Kanülentragebandes fixieren.
- ▶ SENSOFOAM® PAD Professional ist angelehnt an die Formgebung des Kanülenschildes.
- ▶ Zusätzlich ist ein Schlitz vorhanden, der einen schnellen Kompressenwechsel ermöglicht. Die Kanüle kann im Tracheostoma verbleiben und braucht vor dem Kompressenwechsel nicht entfernt werden.



	Steril
	Nicht zur Wiederverwendung
	Gebrauchsanweisung beachten
	CE-Kennzeichnung

## Bestellinformationen:

**SENSOFOAM® PAD Professional**, 7,8 x 3,8 cm, Packung mit 10 Stück

**REF 30864**