

FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT

REF 48000-01



REF 48000-02



REF 48000-03



- ▶ Decannulatiepleister voor de ontwenning van een tracheacanule bij tracheotomiepatiënten
- ▶ Perfecte pasvorm voor het afdekken van de tracheostoma
- ▶ Door het grote oppervlak en de cuff wordt de tracheostoma veilig afgesloten en wordt ontsnappen van lucht tijdens het spreken voorkomen
- ▶ Ademend materiaal, voor optimaal draagcomfort
- ▶ In huidskleur verkrijgbaar in drie verschillende varianten:
 - LARGE: 200 mm x 155 mm
 - SMALL: 165 mm x 135 mm
 - OVAL: 140 mm x 100 mm
- ▶ De FAHL® DECANNULATION TAPE mag uitsluitend worden gebruikt bij tracheotomiepatiënten, voor laryngectomiepatiënten geldt een contra-indicatie!

LEVERINGSOMVANG

- ▶ Spuit (vol. 20 ml)
- ▶ Gebruiksaanwijzing

FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT REF 48000

5 x Decannulatiepleister met cuff, huidskleur

Vermeld bij bestelling de maat achter het artikelnummer!

Product	VE	REF
FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT, LARGE	5	48000-01
FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT, SMALL	5	48000-02
FAHL® DECANNULATION TAPE COMFORT, OVAL	5	48000-03

