

# TRACHEA ZUIGSET

steriel

REF 68460



- ▶ De TRACHEA-ZUIGSET dient voor het verzamelen van contaminatievrij tracheasecreet door middel van afzuiging
- ▶ Secret-verzamelereservoir (10 ml) voor microbiologisch laboratoriumonderzoek
- ▶ Met los schroefdeksel
- ▶ Incl. trechter en fingertip voor zuigkrachtregeling.

## LEVEROMVANG

### TRACHEA ZUIGSET

REF 63900

- 1 x opvangbak
- 1 x afsluitend deksel
- 1 x trechter
- 1 x vingertop
- 1 x etiketteringssticker

Product	PU	REF
TRACHEA ZUIGSET	Individueel verpakt, steriel	68460

CE 0482