

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON / FIX

- ▶ Stomabutton, um das Tracheostoma von Laryngektomierten offen zu halten, bei gleichzeitiger Minimierung der Kontaktfläche mit der empfindlichen Trachealschleimhaut
- ▶ Für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3 - 6 Monaten
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, geschmeidig, geringes Gewicht
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI) zum Anschluss einer HME-Filterkassette und/oder Sprechventilen
- ▶ Mit (LARYNGOTEC® Stoma Button FIX) oder ohne (LARYNGOTEC® Stoma Button) zwei seitlichen Ösen zur Befestigung eines Kanülentragebandes, um das Herausfallen des Stomabuttons zu verhindern
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares OPTIFLAUSCH® Kanülentrageband (nur Varianten FIX) und ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button FIX, Größe 8 - 12

REF 15950

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button FIX short, Größe 8 - 12

REF 15960

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button, Größe 10

REF 15955

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button short, Größe 11

REF 15965

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	Ausführung	A.D. Schild mm	I.D. mm	Länge mm	REF FIX	REF
8	standard	11,0	8,0	22	15950-08	-
8	short	11,0	8,0	15	15960-08	-
9	standard	12,0	9,0	22	15950-09	-
9	short	12,0	9,0	15	15960-09	-
10	standard	13,0	10,0	22	15950-10	15955-10
10	short	13,0	10,0	15	15960-10	-
11	standard	14,0	11,0	22	15950-11	-
11	short	14,0	11,0	15	15960-11	15965-11
12	standard	15,0	12,0	22	15950-12	-
12	short	15,0	12,0	15	15950-12	-

A.D., Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D., = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Schaftlänge

