



TRACHLINE® PHON VALVE

Valve de phonation

- ▶ Valve de phonation - particulièrement petite, design discret et poids faible
- ▶ Valve de silicone
- ▶ Le boîtier en plastique dispose, du côté du patient, d'un raccord à baïonnette, permettant d'établir un raccordement avec une canule trachéale TRACHLINE®
- ▶ Pour trachéotomisés, ne convient pas aux laryngectomisés
- ▶ La valve de phonation ne peut s'utiliser qu'avec une canule parlante
- ▶ Conditionnement individuel



Indication de commande :

TRACHLINE® PHON VALVE

Boîte de 3 unités

REF 27141