

TRACHEOSILC® VARIO CUFF-SUCTION



- ▶ Trachealkanüle mit Niederdruckmanschette (CUFF) und integriertem Absaugschlauch (SUCTION), um Sekret oberhalb des Cuffs zu entfernen
- ▶ Auch mit Niederdruckmanschette (CUFF) ohne Subglottische Absaugung (REF 18830) und ohne CUFF erhältlich (REF 18820, s. separate Datenblätter)
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Klarer und durchsichtiger Kanülenschafft für eine einfache Handhabung bei der Reinigung
- ▶ Mit 15 mm-Drehkonnektor (VARIO), um Zug- und Drehkräfte abzupuffern, wie sie durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen in der Trachea vorzubeugen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass

Bestellhinweis:

TRACHEOSILC® VARIO CUFF-SUCTION

Größe 5-9,5



REF 18840

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	Länge mm	REF
5,0	7,3	7,3	57	18840-05
6,0	8,7	8,7	63	18840-06
7,0	10,0	10,0	71	18840-07
7,5	10,7	10,7	73	18840-075
8,0	11,0	11,0	75	18840-08
8,5	11,7	11,7	78	18840-085
9,0	12,3	12,3	80	18840-09
9,5	13,3	13,3	83	18840-095

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen