


TRACHLINE® UNI LINGO-PHON CUFF 1 ICS + 1 ICU + 1 ICSU + SV

- ▶ Trachealkanüle mit CUFF für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 29 Tagen
- ▶ Aus thermosensiblen, medizinischen Kunststoffen
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Bajonettverschlüsse ermöglichen eine einfache, sichere Befestigung der Innenkanüle und des Zubehörs
- ▶ Set besteht aus einer gesiebten Innenkanüle (ICS), einer gesiebten Innenkanülen mit 15 mm Konnektor (ICSU), einer Innenkanüle mit 15 mm Konnektor (ICU), einem 15 mm Konnektor (UNI), einer Hustenkappe, einer Verschlusskappe, einem Sicherungsring, einem Sprechventil, einem verstellbaren Kanülentrageband, einem Obturator sowie einem Kanülenpass
- ▶ TRACHLINE® PHON VALVE (Sprechventil) und FAHL® UNI SEAL (Verschlusskappe) sind separat erhältlich



Bestellhinweis:

TRACHLINE® UNI LINGO-PHON CUFF Größe 5-10
1 ICS + 1 ICU + 1 ICSU + SV



REF 13801

FAHL® UNI SEAL

REF 13830

TRACHLINE® PHON VALVE

REF 27141

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	I.D. A.K. mm	I.D. I.K. mm	Winkel ca.	Cuff (Ø) mm	Länge mm
5	10,6	6.5	5.0	115°	18	62
6	11,7	7.5	6.0	110°	22	70
7	12,8	8.5	7.0	105°	22	72
8	13,8	9.5	8.0	100°	26	80
9	14,8	10.5	9.0	95°	30	82
10	15,8	11.5	10.0	90°	32	84

A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · A.K. = Außenkanüle · I.K. = Innenkanüle · Länge = Länge über Mittelbogen