

# PHON VALVE

Valve de phonation

- ▶ Valve de phonation - particulièrement petite, design discret et poids faible
- ▶ Valve de silicone
- ▶ Compatible avec tous les connecteurs de 15 mm (UNI)
- ▶ Pour trachéotomisés, ne convient pas aux laryngectomisés
- ▶ La valve de phonation ne peut s'utiliser qu'avec une canule parlante
- ▶ Conditionnement individuel



**Indication de commande :**

**PHON VALVE**

Boîte de 3 unités

**Réf. 27140**